

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 06.09.2018	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

CM720	Scooter elettrico ARDEA MOBILITY - ROYALE
-------	---

**Destinazione d'uso**

Scooter elettrico per persone con difficoltà motorie e di deambulazione.

**Caratteristiche principali**

Lo scooter elettrico per disabili ed anziani a **4 ruote "Monarch Royale"** è il **modello TOP della serie Ardea Mobility**, di grandi dimensioni e prestazioni che grazie al motore da 1300W consente un'autonomia di circa 50km. Velocità massima programmabile e riduzione della velocità automatica in curva. Offre la possibilità di avere un sedile **DOPPIO capace di trasportare anche due utenti**. Comfort nella guida ottimale grazie al sedile imbottito ruotante a 360°, regolabile in altezza e profondità, schienale ribaltabile e reclinabile completo di poggiatesta regolabile, braccioli ribaltabili e regolabili, manubrio ergonomico regolabile in altezza e profondità. Leve di comando a dito poste sul manubrio ergonomico che agevolano la guida. Dotato di sospensioni indipendenti su tutte le ruote grazie alle quali si possono affrontare con il massimo comfort terreni accidentati e sconnessi. Completo di freni rigenerativi completamente automatici. Dotato di un pannello di controllo digitale con schermo LCD multifunzione retroilluminato che fornisce informazioni all'utilizzatore sulla temperatura, sull'ora, sulla distanza percorsa, sulla velocità e sul livello di carica della batteria. Completo di kit luci, faro anteriore e posteriore, luci parcheggio, luce freno e retromarcia specchietti retrovisori con indicatori di direzione.

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI**

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	TAIWAN
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice GMDN	31139
Codice Nomenclatore DM 332/99	12.21.27.009 ( Riconducibile )
Codice Nomenclatore DPCM 12.01/2017	12.23.03.006
Codice Classificazione CND	Y122124
Peso Max	160 Kg

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Velocità massima	15 Km/h
Raggio di sterzata	1600 mm
Massima pendenza di sicurezza	10° - >11%
Pendenza massima superabile	12° - >21%
Autonomia *	50 Km

\* L'autonomia dello scooter può variare in base al peso del paziente, alla tipologia di percorso ed all'efficacia della batteria

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

<b>Superamento ostacolo</b>	120 mm
<b>Batterie</b>	2Pz – 12V 80Ah
<b>Caricabatteria</b>	8A - Esterno – 120/240V (50-60 Hz)
<b>Elettronica Controller</b>	S-Drive 200 Amp
<b>Motore</b>	1300 W
<b>Tipo freno</b>	Elettromeccanico

**PESO E DIMENSIONI PRODOTTO**

													
50	45	70	43	62 senza poggiatesta - con poggiatesta	100	158	70	114 senza poggiatesta	101 senza batteria	41x10	36x9	-	160