

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 06.09.2018	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

CM730	Scooter elettrico ARDEA MOBILITY – ROYALE 4S
-------	--

**Destinazione d'uso**

Scooter elettrico per persone con difficoltà motorie e di deambulazione.

**Caratteristiche principali**

Lo scooter elettrico per disabili ed anziani a 4 ruote "Royale 4S" è il modello SUPERIOR della serie Ardea Mobility, di grandi dimensioni e prestazioni che grazie al motore da 1500W consente un'autonomia di circa 50km. Velocità massima programmabile e riduzione della velocità automatica in curva. Dotato di una copertura fissa che funziona da parabrezza e parasole. Comfort nella guida ottimale grazie al sedile imbottito ruotante a 90°, regolabile in altezza e profondità, schienale ribaltabile completo di poggiatesta regolabile, braccioli ribaltabili e regolabili, manubrio ergonomico regolabile in altezza e profondità. Leve di comando a dito poste sul manubrio ergonomico che agevolano la guida. Dotato di sospensioni indipendenti su tutte le ruote grazie alle quali si possono affrontare con il massimo comfort terreni accidentati e sconnessi. Completo di freni rigenerativi completamente automatici. Dotato di un pannello di controllo digitale con schermo LCD multifunzione retroilluminato che fornisce informazioni all'utilizzatore sulla temperatura, sull'ora, sulla distanza percorsa, sulla velocità e sul livello di carica della batteria. Completo di kit luci, faro anteriore e posteriore, luci parcheggio, luce freno e retromarcia specchietti retrovisori con indicatori di direzione.

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI**

<b>Fabbricante ai sensi 93/42</b>	MORETTI S.P.A.
<b>Paese di produzione</b>	TAIWAN
<b>Classe di dispositivo 93/42</b>	Classe I
<b>Codice GMDN</b>	31139
<b>Codice Nomenclatore DM332/99</b>	12.21.27.009 ( Riconducibile )
<b>Codice Nomenclatore DPCM 12.01/2017</b>	12.23.03.006
<b>Codice Classificazione CND</b>	Y122124
<b>Peso Max</b>	160 Kg

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

<b>Velocità massima</b>	15 Km/h
<b>Raggio di sterzata</b>	1600 mm
<b>Massima pendenza di sicurezza</b>	10° - >11%
<b>Pendenza massima superabile</b>	12° - >21%
<b>Superamento ostacolo</b>	120 mm
<b>Autonomia *</b>	50 Km

\* L'autonomia dello scooter può variare in base al peso del paziente, alla tipologia di percorso ed all'efficacia della batteria

<b>Batterie</b>	2Pz – 12V 80Ah
<b>Caricabatteria</b>	8A - Esterno – 120/240V (50-60 Hz)
<b>Elettronica Controller</b>	S-Drive 200 Amp
<b>Motore</b>	1500 W
<b>Tipo freno</b>	Elettromeccanico

**PESO E DIMENSIONI PRODOTTO**

Misure in cm														
<b>CM730</b>	51	46	70	43	62 con poggiatesta - senza poggiatesta	100	169	70 ant. 75 pos	114 senza poggiatesta	155 senza batteria 210 con batterie	41x10	36x9	-	160 Portata MAX