

RI820

Sollevamalati elettrico KOMPASS – 180 Kg (Made in ITALY)

Destinazione d'uso

Struttura mobile manovrata da operatore utilizzabile per il trasferimento di pazienti con difficoltà motorie.

Caratteristiche principali

Struttura smontabile rettangolare in acciaio verniciato. Ruote piroettanti da 10 Cm di cui due con freno. Motore a batteria LINAK. La base regolabile in larghezza garantisce stabilità e facile accesso in ambienti con spazi ristretti. Portata massima 180 kg. Pulsante di arresto di emergenza. Avviso di termine batteria acustico e visivo sul telecomando. Batteria estraibile. Discesa di emergenza manuale. Sicurezza antischiacciamento.

Immagine prodotto




Riferimenti

Fabbricante ai sensi 93/42	<i>MORETTI S.P.A.</i>
Paese di produzione	<i>ITALIA</i>
Classe di dispositivo 93/42	<i>Classe I</i>
Codice GMDN	<i>12330</i>
Codice Nomenclatore	<i>12.36.03.006</i>
Codice Classificazione CND	<i>Y123603</i>
Peso Max	<i>180 Kg</i>
Motorizzazione	<i>LINAK</i>
Durata batteria stimata	<i>600 minuti</i>

Materiali principali

Struttura	<i>Acciaio verniciato</i>
Impugnature	<i>Poliuretano</i>

RIFERIMENTI DIMENSIONALI

DIMENSIONI

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	O	P
RI820 (cm)	81	68	105	80	185	126,5	97	54	64	108	118	8	13