

SPRING



Sistema ad assorbimento con unica molla regolabile su 3 intensità
Absorption system with a single spring operating in 3 situations of torso-pelvis shift

Seggiolone polifunzionale dinamico, studiato per garantire l'assorbimento di eventuali startles in estensione, di movimenti distonici e coreici. Il seggiolone bascula da 0° a 40°. I sistemi di regolazione multipla e il freno a tamburo di cui è dotato offrono massimo comfort e stabilità in sicurezza. Sistema di accoglienza privo di punti di rischio.

Dynamic polyfunctional chair, designed to guarantee the absorption of possible startles in extension, of choreic and dystonic movements. The highchair tilt from 0° to 40°. The multi-setting systems and drum brake, which is fitted, provide maximum comfort and security stability. Host system without risk points.

Classificazione ISO / ISO classification

18.09.18.012
18.09.18.202
18.09.18.235
18.09.39.027
18.09.39.033
18.09.39.163
18.09.39.169
18.09.39.133
18.09.39.136

RDM 859194

Utilizzo Use	Pensata per Thought for
Assistito Assisted	Senior Senior
Indoor Indoor	Silver Silver

MADE IN ITALY


Caratteristiche base

- sistema ad assorbimento con unica molla regolabile su tre intensità con variazione dell'angolo del tronco-bacino
- pedana unica multifunzione rivestita lateralmente, regolabile grazie ai pistoni laterali per l'assorbimento delle forze di carico degli arti inferiori e della flessione estensione delle ginocchia e della tibiotarsica
- sistema basculante da 0° a 40°
- schienale regolabile in altezza
- seduta regolabile in larghezza e profondità
- imbottiture in PU stampato anatomicamente
- schienale in alluminio con alette di contenimento
- braccioli e fianchetti estraibili e regolabili in altezza
- appoggiatesta polifunzionale avvolgente
- cintura pelvica

Base features

- absorption system with only one spring, adjustable on three intensities with variation of the trunk-pelvis angle
- single multifunctional footplate, laterally covered, adjustable with the side pistons to absorb the load strength of the lower limbs and the flexion-extension of the knees and the tibio-tarsal
- tilting system from 0° to 40°
- height adjustable backrest
- height and depth adjustable seat
- PU anatomically printed padding
- aluminium backrest with limitation wings
- removable and height adjustable armrests and armrest borders
- wrap-around headrest
- pelvic belt

Accessori & optional / Accessories & optional



Appoggiatesta polifunzionale
Polyfunctional headrest

Appoggiatesta polifunzionale 4 punti
Polyfunctional "4 points" headrest

Appoggiatesta polifunzionale imbottito grande
Polyfunctional padded big size headrest

Bracciolo emiplegico
Armrest for hemiplegic

Cintura semplice
Belt

Cintura semplice con cuscinetto
Padded belt

Divaricatore a fascia
Belt abductor

Cintura a Y semplice
Y harness

Cintura di sicurezza
Safety belt

Spinta tronco destra e sinistra
Lateral support pad

Tavolo bordo e incavo
Anatomic tray table

Tavolo imbottito
Padded table

Tavolo rettangolare
Rectangular tray table

Tavolo in plexyglass
Plexyglass tray table

Colori disponibili / Available colours



RAL 9005

Caratteristiche tecniche / Technical features



cm 36
40
45
50

cm 45 - 58

cm 54 - 60

cm 53

cm 56
60
65
70

cm 106

cm 20 - 30

kg 34

www.nuovablandino.com