

TOTAL BODY MEMORY FOAM

MATERASSO MAGNETOTERAPIA

I NUOVI MATERASSI GLOBUS IN MEMORY FOAM SONO IDEALI PER TRATTAMENTI CON CAMPI ELETTROMAGNETICI PULSATI DI LUNGA DURATA E SU ZONE DEL CORPO ESTESE, OTTIMI DA UTILIZZARE ANCHE DURANTE LE ORE DI RIPOSO NOTTURNO, POSIZIONANDOLI SOPRA IL TRADIZIONALE MATERASSO. IL TRIPLO STRATO DI IMBOTTITURA PERMETTE DI FARE UNA TERAPIA EFFICACE SENZA RINUNCIARE AL COMFORT. I MATERASSI TOTAL BODY SONO UTILIZZABILI CON TUTTI I DISPOSITIVI DELLA LINEA MAGNUM DI GLOBUS AD ESCLUSIONE DEL MODELLO MAGNUM L. LE SINGOLE SEZIONI, INOLTRE, POSSONO ESSERE UTILIZZATE ALL'OCCORRENZA ANCHE IN MODO INDIPENDENTE PER EFFETTUARE TRATTAMENTI LOCALIZZATI.

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensione totale

cm 70x176x6,5

Composizione

4 sezioni separabili, ognuna delle quali può contenere quattro solenoidi

Imbottitura interna

Doppio strato superficiale in Memory Foam a differente densità e strato in poliuretano per alloggiamento solenoidi

Rivestimento esterno

Fodera lavabile in tessuto ipollergico con applicazione antiscivolo nella parte inferiore

Rivestimento interno

Fodera lavabile in tessuto impermeabile e antibatterico

CONSIGLIATO PER

Osteoporosi

Trattamenti di lunga durata

Trattamenti su più parti del corpo

SEZIONE INTERNA DEI DIVERSI STRATI DEL MATERASSO




TOTAL BODY MEMORY FOAM

MATERASSO MAGNETOTERAPIA | CONFIGURAZIONI


TOTAL BODY 200 MEMORY FOAM

IL MATERASSO È COMPOSTO DA DUE SEZIONI ATTIVE, CONTENENTI IN TOTALE 8 SOLENOIDI E DA DUE SEZIONI NEUTRE SENZA SOLENOIDI. QUESTA COMPOSIZIONE PUÒ ESSERE UTILIZZATA SISTEMANDO LE SEZIONI ATTIVE DOVE SI HA PIÙ NECESSITÀ. ECCO ALCUNI ESEMPI.



TOTAL BODY 400 MEMORY FOAM

IL MATERASSO È COMPOSTO DA QUATTRO SEZIONI ATTIVE CONTENENTI IN TOTALE 16 SOLENOIDI. QUESTO MATERASSO È STATO STUDIATO PER TUTTI I DISPOSITIVI MAGNUM CHE HANNO DUE CANALI DI USCITA. OGNI CANALE ALIMENTERÀ DUE SINGOLE UNITÀ (OTTO SOLENOIDI).



TOTAL BODY 400 XP MEMORY FOAM

LA VERSIONE EXTRA POWER DEL MATERASSO TOTAL BODY, COMPOSTO DA QUATTRO SEZIONI ATTIVE CONTENENTI IN TOTALE 16 SOLENOIDI. QUESTO MATERASSO È STATO STUDIATO PER I DISPOSITIVI MAGNUM 3500 PRO A QUATTRO CANALI DI USCITA. IN QUESTO MODO SI POTRÀ AVERE UN MATERASSO MOLTO POTENTE E IN GRADO DI GENERARE UN CAMPO ELETTROMAGNETICO PIÙ INTENSO DEL MODELLO TOTAL BODY 400 MEMORY FOAM.

