

CARROZZINA ELETTRONICA FIREFLY SLIM



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Carrozzina elettrica pieghevole con telaio a crociera dotata di pedane poggipiedi completamente ribaltabili verso l'alto per ridurre al minimo l'ingombro in profondità e di meccanismo di sgancio dei motori che consente di spingere la carrozzina senza alcuna resistenza come se si trattasse di un modello manuale. Disponibile sia in versione transito che autospinta.

- Misure e peso ridotto per garantire la massima trasportabilità
- Meccanismo di chiusura incredibilmente semplice, a crociera
- Design minimale per ridurre peso e ingombri
- Joystick destro o sinistro
- Ruotine antiribaltamento di serie
- Ruote anteriori e posteriori pneumatiche
- Meccanismo di sgancio dei motori che consente di spingere la carrozzina senza alcuna resistenza come se si trattasse di un modello manuale
- Porta USB che consente il caricamento dello smartphone
- Schienale abbattibile per ridurre gli ingombri

GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
18000020	CARR. ELETTRICA PIEGHEVOLE A CROCIERA FIREFLY SLIM	2520895	Y122127

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	Movi Spa Via Dione Cassio 15 20138 Milano Italia
--------------------	---



CARROZZINA ELETTRONICA FIREFLY SLIM

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO	I Conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017
--------------------------------------	---

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	ARGENTO/NERO
Dimensioni	Larghezza seduta: 41 cm Ingombro massimo: 58 cm Profondità seduta: 43 cm Altezza posteriore seduta: 46 cm Altezza anteriore seduta: 49 cm Altezza totale: 84 cm Lunghezza totale: 97 cm (80 cm con pedana ribaltata) Altezza schienale: 40 cm Autonomia: 15 Km Pendenza affrontabile: 6° Velocità massima: 6 Km/h Ingombro da chiusa: 33x80x64 cm
Peso	26 Kg
Portata massima	100 Kg