

SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE CONCEPT II - RUOTE DA 400 MM



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Seggiolone polifunzionale ruote da 400 mm

- Seduta regolabile in profondità e in larghezza
- Braccioli imbottiti regolabili in altezza e larghezza ed estraibili
- Spondina parabiti imbottita estraibile
- Schienale con scocca rigida asportabile regolabile in altezza
- Schienale reclinabile fino a 30°
- Basculamento della seduta fino a 26°
- Poggiatesta modellabile, regolabile in altezza, profondità e lateralmente
- Rivestimento di seduta, schienale e poggiatesta in nylon rinforzato impermeabile
- Ruote posteriori ad estrazione rapida, ruote anteriori regolabili in altezza
- Ruotine antiribaltamento regolabili in altezza
- Perno estraibile per l'abbattimento rapido dello schienale
- Pedane regolabili in altezza e flesso-estensione
- Appoggiagambe elevabili e regolabili in profondità
- Appoggiapolpacci regolabili in inclinazione, profondità e altezza
- Pedane appoggiapiedi separate con dispositivo per la trasformazioni in pedana unica
- Regolazione del fulcro del ginocchio in inclinazione
- Piastra ancoraggio per il trasporto in auto/bus
- Spinte laterali swing way disponibili come accessorio

GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
15544010	SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE CONCEPT II Ruote da 400 mm - Seduta regolabile da 40 a 43 cm (40/41/42/43 cm)	2239365	Y180918
15544510	SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE CONCEPT II Ruote da 400 mm - Seduta regolabile da 45 a 48 cm (45/46/47/48 cm)	2239382	Y180918



SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE CONCEPT II - RUOTE DA 400 MM

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
15545010	SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE CONCEPT II Ruote da 400 mm - Seduta regolabile da 50 a 53 cm (50/51/52/53 cm)	2240329	Y180918

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia
--------------------	---

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO	I Conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017.
--------------------------------------	--

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BLU
Dimensioni	Larghezza seduta: 40/45/50 cm Regolazione Larghezza Seduta: + 1,5 cm per lato (regolazione braccioli) Ingombro massimo: + 22 cm Profondità seduta: 40 cm - 54 cm Profondità totale: 114 cm (Senza Ruotine Antirialtamento) - 186 cm (Recl. e Basc. Max, Pedane Max. lunghezza ed inclinate, Poggiatesta) Profondità senza pedane: 87 cm - 119 cm (Recl. e Basc. Max, Pedane Max.) Distanza seduta-pedana: 28 cm - 51 cm Altezza schienale: 63 cm Basculamento: 26° Reclinazione Schienale: 30° Altezza posteriore seduta: 43 cm Altezza anteriore seduta: 41 cm - 45 cm Altezza bracciolo: 27 cm - 33 cm Altezza Tot: 106 - 148 cm (Poggiatesta)
Peso	35 Kg



SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE CONCEPT II - RUOTE DA 400 MM

Portata massima	136 Kg
------------------------	--------

ACCESSORI E RICAMBI

15541211 Spinte laterali standard
15541212 Spinte laterali corte
15541213 Cuneo divaricatore
15991000 Tavolino universale