

# SCHOOL

TAVOLI

Disponibile in tre misure. Supporta il bambino nelle attività scolastiche e ludiche.

## CARATTERISTICHE

Il piano di lavoro School è realizzato in legno di ottima qualità e finitura. Le sue dimensioni garantiscono un'ampia area di lavoro e il bordo agevola il bambino nelle sue attività. Il piano di lavoro è regolabile in inclinazione con semplici gesti e il bordo (opzionale) posto vicino all'incavo permette un sostegno degli oggetti anche con il piano inclinato.

School è pensato per l'utilizzo in ambienti interni, per l'attività ricreativa e di gioco per bambini diversamente abili. Il prodotto non richiede particolari conoscenze o esperienze da parte dell'utilizzatore, se non l'attenersi alle istruzioni d'uso indicate nel manuale.

Viene fornito nella versione standard con i piedini ma è possibile ordinare il kit ruote, due con freno e due senza freno, oppure il kit con quattro ruote con freno.



PARAMETRI ARTICOLO in cm				
Descrizione		Misura 1	Misura 2	Misura 3
A	Altezza piano con ruote	49 / 68	61 / 91	79 / 108
A	Altezza piano senza ruote	42 / 61	54 / 84	72 / 101
B	Ingombro massimo in larghezza	75		
C	Ingombro massima in profondità	63		
D	Distanza bordo ferma oggetti	Definito dall'utente		
E	Larghezza interna telaio	68,5		
*	Misure piano in legno	85 cm x 66		
**	Inclinazione	- 70° / + 5°		
	Portata massima	50 kg	50 kg	50 kg

