

SITTING

Sedia per bambini dai 2 anni in su, disponibile in tre misure.

SEDIE

STRUTTURA

Realizzata con una struttura robusta e rivestita in ecopelle di ottima qualità, resistente alle abrasioni. Supporta il bambino nelle attività scolastiche e ludiche.

COMBINAZIONI E ACCESSORI

- Sedia senza ruote
- Sedia con ruote
- Pedana con fascette
- Pedana senza fascette
- Tavolino in laminato
- Cintura pettorale
- Cintura pelvica
- Fascia di contenimento
- Fianchetti imbottiti
- Spinte laterali
- Poggiatesta
- Divaricatore



PARAMETRI ARTICOLO in cm

PARAMETRI ARTICOLO in cm				
Descrizione		Misura 1	Misura 2	Misura 3
A	Altezza seduta da terra con ruote	42,5 / 60		
A1	Altezza seduta da terra senza ruote	36,5 / 54		
B	Altezza da seduta a piano pedana	22 - 33		
C	Larghezza seduta con fianchetti	21	26	31
C1	Larghezza seduta senza fianchetti	27	32	37
D	Profondità seduta	27	32	37
E	Altezza schienale	35	40	40
F	Altezza con prolunga schienale	54 / 63	59 / 68	
G	Altezza bracciolo	12,5 / 20,5	15,5 / 26,5	16,5 / 27,5
H	Altezza supporti laterali	17,5 / 27,5	22,5 / 32,5	
I	Larghezza tronco con supporti laterali	10 / 20	15 / 25	
*con i fianchetti montati la regolazione dei braccioli è di 6 cm per tutte le misure				
I parametri relativi all'altezza della pedana sono da intendersi con altezza da terra al sedile al minimo				

