


I-PRESS

I-Press ti aiuta a migliorare la circolazione venosa e linfatica degli arti e a trattare alcune patologie dell'apparato circolatorio.



Studi clinici propri su edema e recupero post-artroprotesi



Raccomandata dai medici.

4 CAMERE DI COMPRESSIONE

che si gonfiano in sequenza, dal piede alla coscia

SCEGLI CONFIGURAZIONE E ACCESSORI

personalizza il trattamento come desideri

FACILE E INTUITIVA

imposta durata della seduta e pressione e sei già pronto per la terapia



ANCHE IN COMODE RATE MENSILI

Dispositivo Medico Certificato

CONFIGURAZIONI

I-PRESS LEG1

- n.1 gambale
- n.1 tubo 4 camere a 4 terminazioni
- n.1 connettore
- n.1 plantare pressorio



I-PRESS LEG2

- n.2 gambali
- n.2 tubi 4 camere a 4 terminazioni
- n.1 sdoppiatore
- n.1 connettore
- n.2 plantari pressori



I-PRESS ARM1

- n.1 bracciale
- n.1 tubo 4 camere a 4 terminazioni
- n.1 connettore



Tutte e 3 le configurazioni sono disponibili nelle taglie M e L e possono essere personalizzate ulteriormente con tutta la gamma di accessori per la pressoterapia.

TRATTAMENTI

Pressione (mmHg)

Tempo (minuti)

	Pressione (mmHg)	Tempo (minuti)
Edema	50	50
Linfedema	50	30
Ulcere venose	50	60
Insufficienza venosa	50	60
Recupero muscolare	85	20

GAMBALI

Gambali a 4 camere

GAMBALE

CIRCONFERENZA COSCIA

CIRCONFERENZA CAVIGLIA

LUNGHEZZA GAMBA
(misura presa dall'interno coscia al tallone)

PROTEZIONI IN TNT

Coppia di protezioni igieniche in TNT
per gambali

TAGLIA (M)



Fino a 64 cm
Fino a 50 cm
Fino a 82 cm

TAGLIA (L)



Fino a 70 cm
Fino a 50 cm
Fino a 100 cm



BRACCIALE

Bracciale a 4 camere

BRACCIALE

CIRCONFERENZA ASCELLA

CIRCONFERENZA POLSO

TAGLIA (M)



Fino a 47 cm
Fino a 32 cm

TAGLIA (L)



Fino a 56 cm
Fino a 40 cm

KIT NON MEDICALI

KIT BEAUTY

n.1 fascia addominale
n.1 tubo 4 camere a 4 terminazioni
n.1 sdoppiatore



KIT TOTAL

n.1 fascia addominale
n.1 bracciale
n.1 tubo 4 camere a 4 terminazioni
n.1 sdoppiatore



CIRCONFERENZA VITA FASCIA ADDOMINALE: Fino a 116 cm

Il Kit Total è disponibile con bracciale nelle taglie M e L.

TUBO 4 CAMERE A 4 TERMINAZIONI

Idoneo per gambale e bracciale



CONNETTORE

Connettore a 4 tubi per bracciale, gambale o fascia addominale.



SDOPPIATORE PER DOPPIA TERAPIA

Adattatore per terapia simultanea.
(2 gambali e fascia addominale)



Le foto degli accessori sono puramente illustrative, il prodotto potrebbe riportare delle variazioni in alcuni dettagli estetici.

