

CM760

Carrozzina elettrica con funzione 3 in 1

Destinazione d'uso

Dispositivo elettrico destinato alla mobilità di persone con difficoltà motorie

Caratteristiche principali

La carrozzina elettrica MOBILITY 760 è pratica, efficiente e con prestazioni performanti: il telaio in alluminio pieghevole la rende ideale per un utilizzo quotidiano in ambito domestico e sanitario, mentre la seduta e lo schienale imbottiti garantiscono un comfort adeguato durante l'utilizzo. Il controller/joystick di guida è posizionabile a destra o a sinistra, per adattarsi alla mano dominante dell'utilizzatore, mentre i braccioli sollevabili facilitano i trasferimenti; completano la dotazione la cintura di sicurezza, la pedana poggipiedi e i ruotini antiribaltamento per una maggiore stabilità. La carrozzina è movimentata da 2 motori brushless da 180W con freno elettromagnetico automatico, alimentata da 2 batterie da 24V 12Ah al litio, estraibili e dotate di indicatore di carica a 5 LED. La massima pendenza di sicurezza è di 8° (circa il 14%); il motore permette di raggiungere una velocità massima di 6 km/h, per un'autonomia di circa 25 km, con un tempo di ricarica di circa 6 ore. La struttura pieghevole facilita il trasporto e la conservazione del dispositivo, che ha una portata massima di 120 kg.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	-
Codice Classificazione CND	Y122127
Numero RDM	3033348
Codice Nomenclatore DM 332/99	12.21.27.006 - Riconducibile
Codice Nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.23.06.009 – Riconducibile
Peso Max	120 Kg
Tipologia EN12184:2022	Tipo A
Dimensioni chiusa	L 62 x P 97 x H 45 Cm

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Telaio	Alluminio
Ruote	Ruote anteriori piene, Ruote posteriori pneumatiche
Velocità massima	6 Km/h
Massima pendenza stimata superabile*	8°-14%

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Raggio di sterzata	780 mm
Superamento ostacolo	40 mm
Autonomia **	25 Km
Batterie	2Pz – 24V 12Ah al litio
Seduta	L 44 x P 45Cm
Caricabatteria	100-240V - 50/60 Hz - 1,8A
Tempo di ricarica completa	6H
Elettronica Controller	Brushless – 24V/30A
Motore	2 x 180W brushless
Tipo freno	Elettromagnetico ed elettronico
Trazione	Motori sulle ruote posteriori
PESO E DIMENSIONI PRODOTTO	
 97 75 50 87 66 45 46 55 42 62 22,5 26 23 pneum 20 piene INCLUSI 120 kg	
* Misure in cm	

* Il termine **pendenza stimata (rated slope)** è definito nella norma EN12184:2022

** L'autonomia della carrozzina può variare in base al peso del paziente, alla tipologia di percorso ed all'efficacia della batteria