

CARROZZINA NOVA 153400XX



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Carrozzina a doppia crociera pieghevole da autospinta con ruote estraibili

- In lega leggera di magnesio
- Braccioli ribaltabili
- Appoggiagambe ribaltabili ed estraibili, pedane regolabili in altezza e dotate di cinturino ferma tallone
- Ruote posteriori da 22"
- Ruote anteriori da 6"
- Rivestimento in Nylon lavabile
- Freni per accompagnatore di serie
- Peso ultra leggero: 11 Kg con ruote da autospinta
- Schienale pieghevole per ridurre gli ingombri da chiusa

GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
15340017	CARR. IN MAGNESIO NOVA 43CM	2832337	Y122106
15340018	CARR. IN MAGNESIO NOVA 45CM	2781321	Y122106

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia
--------------------	---



CARROZZINA NOVA 153400XX

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO	I Conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017
--------------------------------------	---

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	Nero
Dimensioni	Larghezza seduta: 43/45 cm Ingombro massimo: +20 cm Ingombro senza ruote: +19 cm Profondità seduta: 40 cm Profondità totale: 107 cm - 114 cm Profondità senza pedane: 81 cm Distanza seduta-pedana: 40 cm - 50 cm Altezza schienale: 42 cm Altezza posteriore seduta: 47 cm Altezza anteriore seduta: 48 cm Altezza totale: 92 cm Altezza bracciolo: 16 cm Ingombro da chiusa: 29 cm
Peso	11 Kg
Portata massima	113 Kg

ACCESSORI E RICAMBI

5301 Cintura pettorale
5303 Cintura pettorale a corpetto
5304 Cintura pettorale a scudo
15349901 Pedane elevabili
15349902 Ruotine antiribaltamento