

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 08.05.2020	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

CP205	Carrozzina pieghevole DUAL GO! – ARDEA ONE
-------	--

Destinazione d'uso

Carrozzina a spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

Caratteristiche principali

Telaio stabilizzante in acciaio verniciato DOPPIA crociera, seduta e schienale in nylon nero imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori (Ø 30 cm) in alluminio a razzi con sgancio rapido, gomme nere in PU, doppio foro sulla struttura per trasformazione in carrozzina ad autospinta. Ruote anteriori nere in PU (Ø 20 cm - spessore 3 cm) con forcella in acciaio. Braccioli corti ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza, appoggio in PU. Pedane estraibili regolabili in lunghezza con pedana in plastica nera e cinturino ferma tallone.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41630
Codice di classificazione CND	Y122103
Repertorio Dispositivi Medici	1104466
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.045
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.18.003

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	150 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Acciaio
Seduta	Nylon
Ruote anteriori	PU
Ruote posteriori	PU Tubeless

VARIANTI	
CP205-38: Seduta 38 Cm	CP205-40: Seduta 40 Cm
CP205-43: Seduta 43 Cm	CP205-45: Seduta 45 Cm
CP205-56: Seduta 50 Cm	CP205-50: Seduta 50 Cm

DIMENSIONI																	
Misure in cm																	
CP205-38								38			52						
CP205-40								40			54						
CP205-43								43			57						
CP205-45	104	76	42	90	71+80	49	41+55	45	42	59	25	17,5	30	20	4	150	
CP205-46								46			59,5						
CP205-48								48			62						
CP205-50								50			64						

ACCESSORI OPZIONALI	
CPA100-(40/43/45)	<i>Cuscino Gommapiuma h 5 Cm</i>
CPA110-45	<i>Seduta WC 45 Cm</i>
CAR900	<i>Poggiatesta regolabile</i>
CAR605	<i>Barra antifurto</i>
CPA501	<i>Tavolino 55x32 Cm</i>
CPA506	<i>Tavolino sagomato 58x38 Cm</i>
CPA516	<i>Tavolino sagomato large 68x57 Cm</i>
CPA120V	<i>Pedane elevabili verniciate</i>
CPA120C	<i>Pedane elevabili cromate</i>
CPA600	<i>Asta da flebo</i>
CPA242	<i>Kit ruote posteriori 60Cm</i>