

## Rollator OSLO

*Ref. RA-160*



Il colore del rollator nella foto è puramente indicativo.

### Descrizione

Deambulatore rollatore con struttura pieghevole in alluminio. Ruote anteriori piroettanti con possibilità di estrazione rapida. Ruote posteriori fisse con freno e ribaltabili per il trasporto. Piano seduta in nylon. Impugnature ergonomiche regolabili in altezza con freni di stazionamento. Sacca portaoggetti e supporto per il trasporto di un bastone. Schienale flessibile rivestito in nylon.

### Destinazione d'uso

Ausilio indicato per persone con limitate capacità di deambulazione o in fase riabilitativa.

## Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y120606	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	1574764/R	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2017	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

## Caratteristiche Tecniche

Larghezza totale	64 cm
Lunghezza totale	75 cm
Altezza seduta	55 cm
Area seduta	46 x 31 cm
Altezza impugnature	84 – 97 cm
Struttura	Telaio pieghevole. Schienale flessibile. Sacca portaoggetti in tessuto nylon. Freni a leva con funzione di stazionamento.
Ruote anteriori	Piroettanti. Diametro 20 cm (8")
Ruote posteriori	Fisse, dotate di freno. Diametro 20 cm (8")
Materiali	Telaio in alluminio. Schienale e seduta con rivestimento in nylon. Ruote anteriori e posteriori in PVC.
Portata	136 kg
Peso	7,9 kg
Dimensione imballo	66 x 31 x 47 cm

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

### Informazioni utili\*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. In ogni caso attenersi alle istruzioni del manuale d'uso.
CONSERVAZIONE	Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide né spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

\*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

### Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
RA-160	Deambulatore rollatore Oslo, pieghevole, in alluminio	1
Cestino	Sacca portaoggetti	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

### Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
2.0	03/11/2016	Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; aggiunta simbolo CE.

