

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
|  <p>Via della Pace, 21<br/>20098 S. Giuliano Milanese (MI) - Italy<br/>Tel. +39-02-98248016 Fax. +39-02-98247361<br/>www.intermeditalia.it info@intermeditalia.it</p> | <h2>SCHEDA TECNICA</h2><br><h1>SAMSOFT+<br/>SOLLEVATORE</h1> | <p>Rev 00</p> <p>Novembre 2009</p> |
|--|--|------------------------------------|

### Descrizione

Sollevatore con struttura in acciaio, verniciata con polveri epossidiche bianche, con imbragatura standard di misura media.

### Caratteristiche

|   |  |
|---|--|
| Capacità di sollevamento                              | 150 kg   |
| Larghezza del telaio                                  | 70 cm  |
| Lunghezza del telaio                                  | 111 cm   |
| Altezza massima del bilanciere da terra               | 164 cm   |
| Altezza minima del bilanciere da terra                | 58 cm  |
| Altezza della base                                    | 11.5 cm  |
| Apertura delle gambe della base                       | da 57 a 88 cm  |
| Altezza in posizione ripiegata                        | 40 cm  |
| Lunghezza in posizione ripiegata                      | 138 cm   |
| Pistone 8000N   | anti schiacciamento, dotato di ghiera per discesa urgente, manuale |
| Alimentazione   | 24 Volt - pulsante di arresto in caso di pericolo                  |
| Funzioni del telecomando                              | salita e discesa   |
| Autonomia d'uso - salita e discesa con 100 kg di peso | 40 cicli   |
| Ruote anteriori                                       | diametro 75 mm   |
| Ruote posteriori                                      | diametro 75 mm con freno   |
| Peso netto della struttura                            | 41.5 kg  |
| Peso lordo con imballo                                | 45.5 kg  |

### Normativa di riferimento

EN-ISO 10535  
IP 55

### Gamma delle imbragature disponibili

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Filet Bain M/L</b>         | Imbragatura ad U per messa in opera facile e sicura. Maglia in rete di poliestere ad alta resistenza per immersione in acqua.<br>Taglie Medium e Large   |
| <b>Polyester Confort M/L</b>  | Imbragatura in tela piena di poliestere molto resistente e molto facile da pulire e da disinfettare. Gambali imbottiti con schiuma idrorepellente con trattamento anti batterico. Trasferimento standard da posizione seduta per le persone che hanno una buona tenuta della testa.<br>Taglie Medium e Large   |
| <b>Confort Anatomique L/M</b> | Imbragatura in PVC a forma di conchiglia per adattarsi alla curvatura della schiena. Rinforzi con stecche nella parte superiore che permettono di formare una testiera avvolgente, sicura e confortevole per il paziente. Imbottitura a livello delle cosce. Trasferimento in posizione seduta. Cinghie con incrocio interno nella parte anteriore.<br>Taglie Medium e Large |
| <b>Confort Intégral M/L</b>   | Stessi vantaggi dell'imbragatura Confort Anatomique, ma l'imbottitura è stata estesa a tutta la superficie del dispositivo. Fodera tipo Dartex su tutta la superficie interna.<br>Taglie Medium e Large  |
| <b>Hamac Filet Bain</b>       | Imbragatura ad amaca con maglia in rete di poliestere che permette l'immersione in acqua. Trasferimento in posizione di preferenza allungata<br>Taglia unica   |
| <b>Hamac Filet Toilette</b>   | Combinazione giudiziosa tra amaca e traforato ad U a doppio approccio che consente l'igiene intima ed il trasferimento al di sopra dei servizi con massimo comfort per il paziente. Imbottitura a livello delle cosce e sagomature laterali per permettere il posizionamento delle braccia del paziente all'interno o all'esterno.<br>Taglia unica                           |

**SAMSOFT+  
SOLLEVATORE**

**Conservazione e smaltimento**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.

Pulire con detergenti e disinfettanti non aggressivi.

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

**Confezione**

1 pezzo

**Garanzia**

Sollevatore: 36 mesi per difetti di fabbricazione

Accumulatori: 6 mesi

**Codice CND**

**Z12069001**

**Progressivo di registrazione**

Sollevatore **273395**

Imbragature **273486**

**Produttore**

**DUPONT MEDICAL - Francia**

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE