

# Carrozze manuali

## Manual wheelchairs

Cod. **N20R20**

COD.ISO 12.22.03.003

- Carrozzina pieghevole in acciaio verniciato.
- Ingombro minimo, specifica per passaggi stretti e per ascensori
- Ruote posteriori fisse 20" in PU.
- Ruote anteriori 8" in PU.
- Pedane estraibili.
- Tappezzeria in nylon.
- Fianchi ribaltabili.
- *Folding wheelchair in varnished steel.*
- *Minimum overall dimension, specific for narrow passages and for elevator*
- *Fixed rear wheels 20" in PU*
- *Front wheels 8" PU.*
- *Removable footrests..*
- *Nylon upholstery.*
- *Flip-open armrests.*

Descrizione / Description				
		41	43	45
Larghezza sedile / Seat width	cm	41	43	45
Profondità sedile / Seat depth	cm	41	41	41
Larghezza totale / Overall width	cm	49	51	53
Altezza impugnature / Height handles	cm	96	96	96
Lunghezza totale / Total length	cm	520	520	520
Larghezza piegata / Folder width	cm	30	30	30
Altezza sedile / Seat height	cm	54	54	54
Dist. sedile-braccioli / Distance seat-armrests	cm.	23	23	23
Peso / Weight	Kg	18	18,5	19
Portata / Capacity	Kg	100	100	100

