

## SCHEDA TECNICA

### WI\_ST 3015\_ROLLATOR 4 RUOTE CON CESTINO COLORE ROSSO

**NOME PRODOTTO** ROLLATOR 4 RUOTE CON CESTINO COLORE ROSSO

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE**

Rollator in acciaio verniciato, particolarmente indicato per l'uso esterno.  
- 4 Ruote in PU, 2 anteriori piroettanti e 2 posteriori fisse  
- Struttura arricchita con sostegno lombare per la schiena  
- Impugnature regolabili in altezza  
- Cestello porta oggetti

## GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15615100	ROLLATOR 4 RUOTE CON CESTINO COLORE ROSSO BD/RDM: 1704363 CND: Y120609

## INFORMAZIONI GENERALI

**FABBRICANTE**

Movi Spa  
Divisione Wimed  
Via Dione Cassio, 15  
20138 Milano  
Italia

## DATI REGOLATORI

**CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO**

I

## SPECIFICHE TECNICHE

**Colore** ROSSO

<b>Dimensioni</b>	Larghezza: 60 cm Profondità: 61 cm Altezza: regolabile da 77 a 91 cm Dimensione seduta: 30 x 30 cm Altezza seduta da terra: 53 cm Altezza fascia schienale: 4 cm Distanza tra seduta e fascia schienale: 20 cm Dimensioni cestino: 21 x 37 cm H 10 cm
<b>Peso</b>	8,3 Kg
<b>Portata massima</b>	136 Kg
<b>REDATA da</b>	<b>APPROVATA da</b>
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio