

SCHEDA TECNICA N° 148

NOME PRODOTTO ROLLY UP

IMMAGINE



**DESCRIZIONE TECNICO
COMMERCIALE**

Rollator in alluminio a telaio pieghevole.
Seduta regolabile in altezza da 46 cm a 56 cm.
Due impugnature regolabile in altezza.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15607200	ROLLY - UP
COD.ISO 12.06.09.009	
COD.ISO 12.06.09.109	
COD.ISO 12.06.09.130	
COD.ISO 12.06.09.142	
COD.ISO 12.06.09.106	
COD.ISO 12.06.09.133	

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BLU
Dimensioni	Profondità: 60 cm Ingombro: 64 cm Altezza sedile da terra: 46-56 cm Altezza manopole da terra: 87-97 cm Altezza schienale da terra: 78-96 cm Larghezza sedile: 32 cm
Peso	6,5 KG
Portata massima	130 KG
REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio