

SCHEDA TECNICA N° 149

NOME PRODOTTO ROLLY 2

IMMAGINE



**DESCRIZIONE TECNICO
COMMERCIALE**

Rollator in alluminio pieghevole e facile da chiudere.
Il Rollator 2 presenta 2 funzioni: sia da ausilio per la deambulazione sia da carrozzina da transito.
Costituito da un appoggio per la schiena, maniglia spinta accompagnatore, pedane indipendenti, impugnatura anatomiche regolabili con leve per i freni.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15609100	ROLLY - 2
COD.ISO 12.06.09.009	
COD.ISO 12.06.09.142	
COD.ISO 12.06.09.130	
COD.ISO 12.06.09.106	

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
COD.ISO 12.06.09.133	

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BORDEAUX
--------	----------

Dimensioni	Profondità: 60 cm Ingombro: 64 cm Altezza sedile da terra: 55 cm Altezza manopole da terra: 80-92 cm Altezza schienale da terra: 88 cm Larghezza sedile: 33 cm
------------	---

Peso	9,5 KG
------	--------

Portata massima	100 KG
-----------------	--------

REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio