

## SCHEDA TECNICA N° 157

**NOME PRODOTTO**

LET'GO

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO  
COMMERCIALE**

Rollator da interni di TrustCare.  
Ideale per le persone che cercano un ausilio leggero ed elegante: pratico per gli spazi stretti con tavolino porta vivande.  
Il maniglione di spinta è ricoperto di una morbida schiuma di gomma e regolabile in altezza: la leva di freno, rende possibile frenare su entrambe le ruote, utilizzando una sola mano.

### GAMMA PRODOTTI

**CODICE PRODOTTO**

COD: 0020

**DESCRIZIONE**

LET'GO

### INFORMAZIONI GENERALI

**FABBRICANTE**

TRUSTCARE AB  
Citadellsvägen 23  
211 18 Malmö

## DATI REGOLATORI

### CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

## SPECIFICHE TECNICHE

Colore	ARGENTO
--------	---------

Dimensioni	Ingombro: 63 cm Altezza max: da 83 a 94 cm Altezza vassoio da terra: 68 cm Ingombro chiuso: 28 cm
------------	--

Peso	6,1 KG
------	--------

<b>REDATTA da</b>	<b>APPROVATA da</b>
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio