

ALTIS+ SOLLEVATORE

Sollevatore ALTIS+ M	Imbragatura media
Sollevatore ALTIS+ L	Imbragatura large

Descrizione

Sollevatore frontale con struttura in acciaio, verniciata con polveri epossidiche bianche.

Caratteristiche

Capacità di sollevamento	150 kg
Larghezza delle maniglie	69 cm
Altezza delle maniglie dal suolo	106 cm
Larghezza del telaio	67 cm
Lunghezza del telaio	93 cm
Altezza della base	11.5 cm
Apertura delle gambe della base	da 65 a 86 cm
Altezza in posizione ripiegata	34 cm
Lunghezza in posizione ripiegata	110 cm
Pistone 8000N	anti schiacciamento, dotato di ghiera per discesa urgente, manuale
Alimentazione	24 Volt - pulsante di arresto in caso di pericolo
Funzioni del telecomando	salita e discesa
Autonomia - salita e discesa con 100 kg di peso	40 cicli
Ruote anteriori	diametro 75 mm – in alternativa ruote diametro 100 mm
Ruote posteriori	diametro 75 mm con freno – in alternativa ruote diametro 100 mm
Peso netto della struttura	43.5 kg
Peso lordo con imballo	48 kg
Appoggio tibiale	regolabile in altezza in materiale morbido

Normativa di riferimento

EN-ISO 10535
IP 55

Conservazione e smaltimento

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.
Pulire con detergenti e disinfettanti non aggressivi.
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Confezione

1 pezzo

Garanzia

Sollevatore: 36 mesi per difetti di fabbricazione
Accumulatori: 6 mesi

Codice CND

Z12069001

Progressivo di registrazione

273377

Produttore

DUPONT MEDICAL - Francia

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE