

SCHEDA TECNICA N° 109

NOME PRODOTTO CARROZZINA ELETTRONICA OLYMPIA

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Olympia carrozzina elettronica per uso interno.
Carrozzina pieghevole per facilitare l'utente nel trasporto.
Schienale tensionabile, braccioli regolabili in altezza ed estraibili.
Pedane regolabili in altezza, estraibili e intraruotabili.
Cintura pelvica e ruotine antiribaltamento di serie.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
17000030	OLYMPIA
COD. ISO 12.21.27.009	
COD. ISO 12.24.06.163	
COD. ISO 18.09.39.103	
COD. ISO 12.24.06.172	
COD. ISO 12.24.03.115	
COD. ISO 18.09.39.163	

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa - Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BLU
Dimensioni	Larghezza seduta: 42 cm Profondità seduta: 39 cm Altezza schienale: 44 cm Altezza sedile da terra: 45 cm Distanza bracciolo seduta: da 24 cm a 30 cm Profondità massima: 114 con pedane Larghezza totale: 62 cm
Peso	Peso con batteria: 69 KG Peso senza batteria: 53 KG
Portata massima	120 KG
Alimentazione Elettrica	Motore: 2 x 250W 4600 RPM 32:1 Batterie: 2 x 12V 36 Ah Caricabatterie: HP 24V 5 Ah

Accessori e Ricambi

COD. 17993006
Alzagambe elevabili per Olympia

Altre informazioni tecniche

Autonomia: 25 Km (variabile in base alla velocità e pendenza di utilizzo).
Velocità: 6 km/h

REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio qualità e regolatorio