

SCHEDA TECNICA

WI_ST 0042_CARROZZINA ELETTRONICA PIEGHEVOLE OLYMPIA CON LUCI

NOME PRODOTTO

CARROZZINA ELETTRONICA PIEGHEVOLE OLYMPIA CON LUCI

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Olympia carrozzina elettronica dotata di luci e frecce direzionali anteriori e posteriori.

- telaio pieghevole e schienale abbattibile a metà per ridurre l'ingombro
- schienale tensionabile completo di copertura
- braccioli estraibili e regolabili in altezza con spondina paraabiti
- appoggiatesta ribaltabili estraibili, intraruotabili, con fascia reggipolpacci regolabile
- pedane regolabili in flessione - estensione e altezza
- cintura pelvica e ruotine anti-ribaltamento di serie
- possibilità di spostare il joystick sul bracciolo sinistro

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
17000032	CARROZZINA ELETTRONICA PIEGHEVOLE OLYMPIA CON LUCI 16" BD/RDM: 1661780 CND: Y122127
17000033	CARROZZINA ELETTRONICA PIEGHEVOLE OLYMPIA CON LUCI 18" BD/RDM: 1661804 CND: Y122127

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Movi Spa
Divisione Wimed
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano
Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BLU
Dimensioni	Larghezza Seduta: 42 cm + 3 cm per parte (Braccioli) Ingombro Massimo: + 22 cm + Regolazione Braccioli Ingombro da Chiusa: 41 cm Profondità Seduta: 40 cm Profondità Totale: 112 cm - 116 cm Profondità Senza Pedane: 87 cm/90 cm (Antiribaltamento) Distanza Seduta-Pedana: 35 cm - 47 cm Altezza Schienale: 48 cm Altezza Posteriore Seduta: 43 cm Altezza Anteriore Seduta: 45 cm Altezza Bracciolo: 19 cm - 28 cm Altezza Tot: 95 cm
Peso	70 Kg
Portata massima	120 kg
Alimentazione Elettrica	Batterie 2 x 12V 36 Ah caricabatterie HP 24V 5Ah

Accessori e Ricambi

Cod. 17993006 - Alzagambe per Olympia

Altre informazioni tecniche

autonomia: 30 km
velocità max: 6 km/h
pendenza superabile: 6°
ruote anteriori: 8" pneumatiche
ruote posteriori: 12,5" pneumatiche

REDATTA da WIMED	APPROVATA da Ufficio Qualità e Regolatorio
----------------------------	--