

SCHEDA TECNICA N° WI H_ST 21002_MATERASSO ANTIDECUBITO POLYPLOT 1 POLYFILM_P101MPLPFDH

NOME PRODOTTO MATERASSO ANTIDECUBITO POLYPLOT 1 CON COPERTURA POLYFILM

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

I materassi Polyplot 1 sono dispositivi medici destinati alla prevenzione e/o alla coadiuvazione della cura delle lesioni da pressione in poliuretano espanso ad alta resilienza e alta densità. Prodotto in stampo pressofuso, determina un "effetto pelle" su tutta la superficie del materasso ed assicura una maggiore durata e resistenza nel tempo. Stabilizzatori laterali di sostegno, riducono i rischi di scivolamento laterale del paziente e ne facilitano entrata ed uscita dal letto. Fabbricato in monostampo ed in un unico blocco, assicura una perfetta stabilità ed adattabilità del materasso sul letto in qualsiasi sua articolazione. Ampi canali di areazione e blocchi pressofusi indipendenti e mobili, assicurano un'ottima riduzione delle pressioni di contatto e confort per il paziente. Migliore areazione riducendo i rischi di macerazione cutanea. Angoli arrotondati per facilitare l'inserimento di supporti. Fornito completo di copertura integrale bi-estensibile, impermeabile Polyfilm® che assicura il massimo comfort ed evita l'effetto amaca; riduce le forze di taglio e stiramento. Dotato di elastico su tutto il perimetro per il fissaggio al materasso. Massima protezione interna.

DESTINAZIONE D'USO Indicati per pazienti a basso rischio di sviluppo di piaghe da decubito.

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
P101MPLPFDH	MATERASSO POLYPLOT 1 A 1 SEZIONE CON COPERTURA POLYFILM - 90 x 200 x 14 cm BD/RDM: 1385338 CND: Y033306
P402PF	TELO POLYFILM MONOPAZIENTE CON ANGOLI BD/RDM: N.A. CND: N.A.
P101M20	INSERTO DI ESTENSIONE PER MATERASSI VISCOFLEX E POLYPLOT - 90 x 200 x 14 cm BD/RDM: Non previsto in quanto trattasi di dispositivo medico di classe I immesso in commercio da soggetto con sede legale fuori dal territorio italiano CND: Y033306



INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA
SYST'AM System Assistance Medical SAS ZAE Route de Casseneuil Le Lédat 47300 Villeneuve sur Lot Francia	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO
I

SPECIFICHE TECNICHE sistema

Smaltimento	Vi invitiamo a contribuire alla salvaguardia dell'ambiente osservando le disposizioni nazionali e/ o locali riguardanti la raccolta differenziata. I prodotti recanti il simbolo "rifiuto elettrico" devono essere smaltiti come rifiuti elettrici usati e non devono essere mescolati come rifiuti domestici. Per lo smaltimento dei materiali rivolgetevi alle autorità preposte allo smaltimento che li riceveranno gratuitamente o in alternativa al rivenditore locale. La corretta osservanza di queste indicazioni contribuisce a risparmiare preziose risorse ed evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente. Lo smaltimento abusivo di tali rifiuti prevede sanzioni come da D. Lgs 151/2005 e D. LGS 152-06. In caso di riconosciuta contaminazione del sistema, igienizzare prima dello smaltimento o smaltire come rifiuto speciale.
--------------------	---

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	87 x 198 x 14 cm
Peso	9,5 Kg
Portata massima	130 kg
Materiale/Densità della Base in Poliuretano	Poliuretano espanso - 40 kg/m ³
Materiale della copertura	Polyfilm® Film di poliuretano ipoallergenico traspirante ed estremamente estensibile (800%) per una migliore prevenzione e protezione contro le conseguenze della macerazione. Diversamente dal PVC, questo materiale è estremamente robusto e offre una resistenza all'usura a all'abrasione (urina, detersivi) senza il rischio di deplastificazione o indurimento nel tempo. Polyfilm è un materiale completamente impermeabile ai liquidi e contribuisce a ridurre i rischi legati alla macerazione cutanea grazie alle caratteristiche di traspirabilità.
Materiale del materasso	Mescola pressofusa di poliuretano espanso ad alta densità (40 kg/m ³) e alta resilienza.
Portata Terapeutica	130 kg



Pulizia / Disinfezione / Decontaminazione	Materasso: pulire con acqua e sapone e risciacquare con acqua. Lasciar asciugare all'aria. Disinfettare mediante prodotti applicabili a freddo, quali ammonio quaternario, glutaraldeidi, ecc. Può essere occasionalmente sterilizzato in autoclave. Polyfilm: lavare con lavaggio a freddo; non usare candeggina; non stirare.
CFC	Completamente assente.
Lattice	free
Confezionamento	Compressi in scatole 40 x 40 x 89 cm – una volta aperto lasciare il materasso all'aria per circa 1 ora. Non può essere compresso di nuovo.

Accessori e Ricambi

Cod. P402PF - Telo Polyfilm monopaziente con angoli
Cod. P101M20 - Inserto di estensione per materassi Polyplot e Viscoflex 90 x 200 x 14 cm

REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regulatorio