



# Carrozze manuali

## Manual wheelchairs

Cod. **N39R24**

COD.ISO 12.22.03.006

- Carrozzina pieghevole in alluminio a doppia crociera, con ruote posteriori ad estrazione rapida 24" in PU.
- Ruote anteriori 8" in PU regolabili in 2 posizioni sull'asse verticale.
- Pedane estraibili.
- Ruote per passaggi stretti.
- Tappezzeria in nylon.
- Fianchi ribaltabili.
- Braccioli regolabili in altezza.
- *Folding AL wheelchair with double crossbar, with rear wheels quick-release 24" PU.*
- *Front wheels 8" PU adjustable in 2 positions on the vertical axis.*
- *Removable footrests.*
- *Wheels for narrow passages.*
- *Nylon upholstery.*
- *Flip-open armrests.*
- *Height adjustable armrest.*



Pedane estraibili  
Removable footrests



Pedane estraibili  
Removable footrests

Cod. **N39R12**

COD.ISO 12.22.18.003

- Carrozzina pieghevole in alluminio a doppia crociera, con ruote posteriori fisse 12" in PU.
- Ruote anteriori 8" in PU regolabili in 2 posizioni sull'asse verticale.
- Pedane estraibili.
- Tappezzeria in nylon.
- Fianchi ribaltabili.
- Braccioli regolabili in altezza.
- *Folding AL wheelchair with double crossbar, with rear wheels 12" PU.*
- *Front wheels 8" PU adjustable in 2 positions on the vertical axis.*
- *Removable footrests.*
- *Nylon upholstery.*
- *Flip-open armrests.*
- *Height adjustable armrest.*



Cod. **N3239**

- Poggiatesta elevabili
- Elevating leg support

Descrizione / Description	N39R24					N39R12					
	40	43	45	48	50	40	43	45	48	50	
Larghezza sedile / Seat width	cm	40	43	45	48	50	40	43	45	48	50
Profondità sedile / Seat depth	cm	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5
Larghezza totale / Overall width	cm	60	63	65	68	70	60	63	65	68	70
Altezza impugnatura / Height handles	cm	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
Lunghezza totale / Total length	cm	100	100	100	100	100	90	90	90	90	90
Larghezza piegata / Folder width	cm	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Altezza sedile / Seat height	cm	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Dist. sedile-braccioli / Distance seat-armrests	cm	24-32	24-32	24-32	24-32	24-32	24-32	24-32	24-32	24-32	24-32
Peso / Weight	Kg	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Portata / Capacity	Kg	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110

\*Posizione ruota regolabile / Adjustable position wheel