

**Nome Prodotto**

Materasso ad Aria Supercare T01 Bariatrico.

**Destinazione d'uso**

La combinazione di materasso e compressore crea un dispositivo medico per la prevenzione e il sollievo dalle piaghe da decubito in soggetti allettati; sia a domicilio che in ambiente ospedaliero. L'alternarsi dei punti di contatto tra epidermide e materasso effettua un leggero massaggio; si va così a stimolare il flusso sanguigno ed una buona ossigenazione dei tessuti.

**Caratteristiche**

Codice	05.03.T01-120
Materiale Elementi Intercambiabili	Nylon / PVC
Numero Elementi	18
Altezza Elementi	12 cm
Dimensione Materasso Gonfio	200 x 120 x 12 cm
Portata Terapeutica	200 Kg
Modalità di Erogazione dell'Aria	Statica e Dinamica a Due Vie (A-b-A-b)
Lembi e cinghie alle estremità per il fissaggio al letto	
Dotato di fodera in nylon ignifugo con bottoni automatici	
Optional: Valvola CPR di sgonfiaggio rapido con i tre elementi a livello del capo statici	
<b>Manutenzione e Pulizia Fodera</b>	
Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche a base alcolica	
<b>Manutenzione e Pulizia Materasso</b>	
Pulire il materasso con un panno umido e detergente delicato	
Lasciare asciugare il materasso all'aria prima dell'utilizzo senza esporlo alla luce diretta del sole	
<b>Conservazione e Smaltimento</b>	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
<b>Confezione e Nr. Articoli</b>	
Scatola	1 Pezzo
<b>Garanzia</b>	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
<b>Riferimenti del Prodotto</b>	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice ISO	04.33.06.018
Codice CND	Y033306
Codice RDM	663507/R

## Product Name

Air Mattress Supercare T01 Bariatric.

## Use

The combination of mattress and pump creates a medical device for the prevention and relief of pressure ulcers in patients who have to stay in bed for a long time. It is suitable to use both at home or in a hospital. The alternation of the contact points between the skin and the mattress makes a light massage; in this way it is possible to stimulate the blood flow and a good oxygenation of the tissues.



## Features

Code	05.03.T01-120
Interchangeable Elements Material	Nylon / PVC
Number of Cells	18
Cells Height	12 cm
Dimensions Inflated	200 x 120 x 12 cm
Therapeutic Capacity	200 Kg
Air Mode	Two Ways Static and Dynamic (A-b-A-b)

Flaps and straps at the ends for attachment to the bed

External cover in fireproof Nylon with press studs

Optional: CPR valve for quick deflation and first three elements always inflated

## Cover Maintenance and Cleaning

Disinfection is possible with 5% diluted disinfectants even with alcohol

## Mattress Maintenance and Cleaning

Clean the mattress with a damp cloth and mild soap

The mattress has to be dry before use, do not expose it to direct sunlight

## Storage and Disposal

Single-user Product

Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition

Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection

## Package and Nr. Items

Box	1 Piece
-----	---------

## Warranty

European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
----------	--

## Product References

Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
ISO Code	04.33.06.018
CND Code	Y033306
RDM code	663507/R