

Nome Prodotto

Materasso ad Aria Supercare T02.

Destinazione d'uso

Il materasso ad elementi intercambiabili Supercare T02 viene abbinato ad un compressore. La combinazione crea un dispositivo medico per la prevenzione e il sollievo dalle piaghe da decubito in soggetti allettati.

L'ausilio è costituito da tubolari intercambiabili e trasversali al piano d'appoggio che mantiene una bassa pressione di contatto su tutto il corpo dell'assistito. Il materasso è collegato ad un compressore programmabile e regolabile che permette gonfiaggio di alcuni

elementi e contestuale sgonfiaggio di altri (ciclo di 10 min. - 5 min. di gonfiaggio e 5 min. di sgonfiaggio). I tubi di raccordo sono in materiale flessibile, sono facili da inserire/disinserire e garantiscono una adeguata tenuta.

**Caratteristiche**

Codice	05.03.T02
Materiale Elementi Intercambiabili	PVC 400 Micron
Numero Elementi	16
Altezza Elementi	12.5 cm
Dimensione Materasso Gonfio	200 x 90 x 12.5 cm
Portata Terapeutica	180 Kg
Modalità di Erogazione dell'Aria	Statica e Dinamica a 2 Vie (A-B-A-B)

Lembi e cinghie alle estremità per il fissaggio al letto

Dotato di Valvola CPR

Dotato di fodera in Poliuretano traspirante, impermeabile, bielastica (evita l'effetto amaca), asportabile, sistema di fissaggio con bottoni automatici, ignifugo, Sanitized e a basso coefficiente di attrito

Manutenzione e Pulizia Fodera Lavaggio Max 95° C**Manutenzione e Pulizia Materasso**

Pulire il materasso con un panno umido e detergente delicato

Lasciare asciugare il materasso all'aria prima dell'utilizzo senza esporlo alla luce diretta del sole

Conservazione e Smaltimento

Si consiglia l'uso ad un solo utente

Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata

Confezione e Nr. Articoli

Scatola 1 Pezzo

Garanzia

Europea 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili

Riferimenti del Prodotto

Fabbricante Demarta Virginio S.a.S.

Classe di Dispositivo 93/42 Classe I

Codice ISO 04.33.06.018

Codice CND Y033306

Codice RDM 663507/R

Product Name

Air Mattress Supercare T02.

Use

The mattress Supercare T02 has to be combined with a pump create a medical device for the prevention and relief of pressure ulcers in patients who have to stay in bed for a long time. It is suitable to use both at home or in a hospital. The alternation of the contact points between the skin and the mattress makes a light massage; in this way it is possible to stimulate the blood flow and a good oxygenation of the tissues.



Features	
Code	05.03.T02
Interchangeable Elements Material	PVC 400 Micron
Number of Cells	16
Cells Height	12.5 cm
Dimensions Inflated	200 x 90 x 12.5 cm
Therapeutic Capacity	180 Kg
Air Mode	Two Ways Static and Dynamic (A-b-A-b)
Flaps and straps at the ends for attachment to the bed	
CPR Valve Included	
Equipped with a breathable, waterproof, bi-elastic polyurethane cover. It is removable, with buttons clasp fastening system, fireproof, Sanitized and low friction coefficient	
Cover Maintenance and Cleaning	
 Washing Max 95° C	
Mattress Maintenance and Cleaning	
Clean the mattress with a damp cloth and mild soap	
The mattress has to be dry before use, do not expose it to direct sunlight	
Storage and Disposal	
Single-user product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr. Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
ISO Code	04.33.06.018
CND Code	Y033306
RDM code	663507/R