

Nome Prodotto

Poltrona Florida.



Naturale



Rosso



Grigio



Azzurro

Destinazione d'uso

Le Poltrone Devicare sono indicate per agevolare le difficoltà quotidiane in persone anziane e disabili. La principale funzione di aiuto è quella alza-in-piedi, che dà la possibilità di raggiungere la posizione eretta in totale sicurezza.

Il telaio permette l'inclinazione dello schienale e il sollevamento dei poggiatesta, i movimenti possono avvenire indipendentemente o in modo sincrono.

Codice	Colore
01.11.02-TNA2M	Naturale
01.11.02-TR2M	Rosso
01.11.02-TG2M	Grigio
01.11.02-TA2M	Azzurro
Misure	
Altezza della seduta da terra	48 cm
Larghezza della seduta	47 cm
Profondità della seduta	52 cm
Larghezza totale (braccioli + seduta)	71 cm
Profondità totale (schienale + seduta)	71 cm
Altezza schienale	74 cm
Caratteristiche	
Poltrona modello alza-in-piedi	
Schienale, seduta e braccioli imbottiti	
Rivestimento esterno in poliestere, tessuto antimacchia, antimicrobico, antibatterico e traspirante	
Struttura in acciaio verniciato con 2 ruote posteriori	
Modello con due motori: inclinazione indipendente dello schienale e degli alza-piedi. Il telaio si alza per raggiungere la posizione eretta	
Telecomando a 6 tasti	
Portata massima 130 Kg	
Manutenzione e Pulizia	
Pulire la poltrona con un panno umido e detergente delicato	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 2017/745	Classe I
Codice CND	V0802
Codice RDM	1947526/R

Product Name

Florida Lift Chair.



Natural



Red



Grey



Light blue

Use

Devicare lift chairs are indicated to facilitate daily difficulties in elderly and disabled people. The main help function is the lift-mode, which gives the possibility to reach the upright position in safety. The frame allows the backrest to be tilted and the footrests to be raised, the movements can take place independently or synchronously.

Code	Colours
01.11.02-TNA2M	Natural
01.11.02-TR2M	Red
01.11.02-TG2M	Grey
01.11.02-TA2M	Light blue
Dimensions	
Seat height from the ground	48 cm
Seat width	47 cm
Seat depth	52 cm
Total width (armrests + seat)	71 cm
Total depth (back + seat)	71 cm
Back height	74 cm
Features	
Lift-mode type	
Padded back, seat and armrests	
External coating in polyester, stain-resistant, antimicrobial, antibacterial and breathable fabric	
Painted steel frame with 2 rear wheels	
Model with two engines: independent inclination of the backrest and the foot-raisers. The frame also rises to reach the upright position	
6 button remote control	
Maximum load 130 Kg	
Maintenance and Cleaning	
Clean with a damp cloth and mild soap	
Storage and Disposal	
Single-user product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr. Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 2017/745	Class I
CND Code	V0802
RDM Code	1947526/R