

**Nome Prodotto**

Sollevatore Passivo Imperio.

Codice	Portata (Kg)
01.01.HE800E	180













**Destinazione d'uso**

I sollevatori passivi permettono il sollevamento da letto/carrozzina/barella di pazienti con importanti limitazioni funzionali.

**Caratteristiche**

- Telaio in acciaio verniciato.
- Centralina TIMOTION asportabile collocata sulla colonna portante.
- Tubo colonna con maniglione per il trasporto.
- Bilancino con 4 attacchi per imbracatura anti-sfilamento.
- Base con comando di apertura gambe mediante **LEVA**.
- Base a 4 ruote pivotanti di cui 2 posteriori aventi freno d'arresto.
- Pulsante di emergenza FUNGO ROSSO che blocca il flusso di elettricità.
- Sistema meccanico di discesa di emergenza in caso di mancata elettricità e un ulteriore sistema elettronico di discesa di emergenza in caso di malfunzionamento del telecomando.
- Capacità di sollevare il paziente da terra.



Codice	Lunghezza	Larghezza	Larghezza Interna Base	Larghezza Esterna Base	Altezza Minima Bilancino	Altezza Massima Bilancino	Altezza Base	Dimensioni Ruote Anteriori	Dimensioni Ruote Posteriori	Portata Massima	Peso Netto	Dimensioni Scatola
Misure in Cm												
01.01.HE800E	115	70	59/98	70/110	58	167	15	10 (4")	10 (4")	180	38	125x70x40

<b>Gruppo Elettrico</b>	
TIMOTION	24 V
<b>Materiali</b>	
Telaio	Acciaio
<b>Manutenzione e Pulizia</b>	
La pulizia può essere fatta con panno umido dopo essersi assicurati che la batteria non sia in carica	
<b>Conservazione e Smaltimento</b>	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
<b>Confezione e Nr. Articoli</b>	
Scatola	1 Pezzo
<b>Garanzia</b>	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
<b>Riferimenti del Prodotto</b>	
Fabbricante	Demarta Virgino S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice ISO	12.36.03.006
Codice CND	Y123603
Codice RDM	1774323/R

**Product Name**

Passive Lift Imperio.

Code	Capacity (Kg)
01.01.HE800E	180













**Use**

The passive lifts allow the lifting from bed / wheelchair / stretcher of patients with important functional limitations.

**Features**

- Painted steel frame.
- TIMOTION control unit (24 V output), removable for charging and placed on the mast.
- Column tube with carrying handles.
- 4 anchor points sling bar with safety system.
- Base with legs, a LEVER control the movement of it.
- Base with 4 pivoting wheels, 2 rear with holding brake.
- Emergency stop red button that blocks the flow of electricity.
- Mechanical safety lowering in case of black out and an additional electric safety lowering system in case of malfunction of the remote control.
- Ability to lift the patient from the ground.



Code	Length	Width	Internal Base Width	External Base Width	Minimum Height at Sling Bar	Maximum Height at Sling Bar	Base Height	Front Wheels	Rear Wheels	Weight Capacity	Weight	Carton Size
Measures in Cm												
01.01.HE800E	115	70	59/98	70/110	58	167	15	10 (4")	10 (4")	180	38	125x70x40

<b>Electrical Group</b>	
TIMOTION	24 V
<b>Materials</b>	
Frame	Steel
<b>Maintenance and Cleaning</b>	
Cleaning can be done with a damp cloth after making sure the battery is not charging	
<b>Storage and Disposal</b>	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
<b>Package and Nr. Items</b>	
Box	1 Piece
<b>Warranty</b>	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
<b>Product References</b>	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
ISO Code	12.36.03.003
CND Code	Y123603
RDM Code	1774323/R