

Nome Prodotto






Carrozzina da Transito Viky Transit Light.

Destinazione d'uso

Le carrozzine sono un mezzo di trasporto indispensabile per le persone disabili con assente o ridotta capacità di deambulazione.

Lo scopo è quello di facilitare gli spostamenti e di salvaguardare il benessere fisico della persona, evitando la comparsa di complicanze correlate alla posizione seduta obbligatoria (piaghe da decubito, dolori posturali cronici...).



Codice	Taglia	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Larghezza Piegata	Larghezza Seduta	Profondità Seduta	Altezza Schienale	Altezza Seduta da Terra	Portata Massima (Kg)	Dimensioni Ruote Anteriori	Dimensioni Ruote Posteriori	Peso Netto con Appoggiatesta	Dimensioni Scatola
Misure in Cm														
01.04.640DQR41FD	41	97	56	92	26	41	41	43	49	120	20 (8")	30 (12")	12	74x27x94
01.04.640DQR43FD	43	97	58	92	26	43	41	43	49	120	20 (8")	30 (12")	12	74x27x94
01.04.640DQR46FD	46	97	61	92	26	46	41	43	49	120	20 (8")	30 (12")	12	74x27x94
01.04.640DQR48FD	48	97	63	92	26	48	41	43	49	120	20 (8")	30 (12")	12	74x27x94

*Modello 46 cm e 48 cm Iso: 12.24.06.175

Caratteristiche	
Telaio	Alluminio Verniciato a Polvere (Iso: 12.24.03.121)
Crociera	Doppia (Iso: 12.24.03.118)
Colore	Grigio Canna di Fucile (Opaco)
Ruote Anteriori	20 cm (8") Piroettanti
Ruote Posteriori	30 cm (12")
Braccioli	Modello a Scrivania (Iso: 12.24.06.172), Ribattabili e Regolabili in Altezza e Profondità (Iso: 12.24.06.160)
Pedane	Estraibili e Regolabili con Supporto per Gambe
Poggiapiedi	PVC Nero
Sedile e Schienale	Nylon Morbido Imbottito, lavabile e disinfettabile
Ruote Anti-ribaltamento	
Manutenzione e Pulizia	
Disinfezione possibile con disinfettanti diluiti al 5% anche a base alcolica	
Conservazione e Smaltimento	
Si consiglia l'uso ad un solo utente	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virgino S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice ISO	12.21.06.045
Codice CND	Y122106
Codice RDM	2034319/R

Product Name















Transport Wheelchairs Viky Transit Light.

Use

The wheelchairs are an essential way of transport for disabled people with none or limited walking ability.

The purpose is to facilitate movements and to safeguard the physical well-being of the person, avoiding the appearance of complications related to the sitting position (bed sores, chronic postural pains ...).



Code	Size	Length	Width	Height	Width Folded	Seat Width	Seat Depth	Back Height	Floor to Seat Height	Weight Capacity	Front Wheel	Rear Wheel	Weight with Footrest	Carton Size
Measures in Cm														
01.04.640DQR41FD	41	97	56	92	26	41	41	43	49	120	20 (8")	30 (12")	12	74x27x94
01.04.640DQR43FD	43	97	58	92	26	43	41	43	49	120	20 (8")	30 (12")	12	74x27x94
01.04.640DQR46FD	46	97	61	92	26	46	41	43	49	120	20 (8")	30 (12")	12	74x27x94
01.04.640DQR48FD	48	97	63	92	26	48	41	43	49	120	20 (8")	30 (12")	12	74x27x94

Features

Frame	Powder Coating Aluminum Frame
Cross Bar	Double Cross Brace
Color	Smokey Grey (Dull Polish)
Front Wheels	20 cm (8"), Swiveling
Rear Wheels	30 cm (12")
Armrest	Height-adjustable Flip Back Slope Model Armrest
Footrest	Swing Away and Length Adjustable with Leg Support
Footplate	Plastic Black
Seat and Backrest	Soft and Padded Nylon, washable and disinfectable

Anti Tipper Wheels

Maintenance and Cleaning

Disinfection is possible with 5% diluted disinfectants even with alcohol base

Storage and Disposal

Single-user Product

Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition

Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection

Package and Nr. Items

Box 1 Piece

Warranty

European 24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts

Product References

Manufacturer	Demarta Virgino S.a.S.
Directive 93/42	Class I
ISO Code	12.21.06.045
CND Code	Y122106
RDM Code	2034319/R