

Nome Prodotto

Comoda 3 in 1.

Codice	Portata (Kg)
01.04.31	120

Destinazione d'uso

La comoda 3 in 1 risulta un utile ausilio per l'espletamento delle funzioni igieniche quotidiane di disabili ed anziani. Grazie alle svariate funzioni può essere utilizzata in strutture sanitarie e a domicilio.

Descrizione

La COMODA 3 IN 1 può essere usata come:

- Rialzo per il water.
- Sedia comoda.
- Supporto per il water.

Il telaio è in alluminio ed è regolabile in altezza, i puntali sono in gomma antiscivolo.



Codice	Lunghezza	Larghezza	Altezza Seduta	Portata Massima	Peso Netto	Dimensioni Scatola
Misure in Cm						
01.04.31	36	55	49.5/55	120	5.2	62x35x51

Materiali

Telaio	Alluminio
Seduta e Coperchio	PVC

Manutenzione e Pulizia

Si consiglia la pulizia una volta a settimana con un semplice detergente diluito in acqua

Non utilizzare prodotti corrosivi, acidi, benzina o simili

La vaschetta Wc deve essere pulita dopo ogni utilizzo

Conservazione e Smaltimento

Si consiglia l'uso ad un solo utente

Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata

Confezione e Nr. Articoli

Scatola	1 Pezzo
---------	---------

Garanzia

Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
---------	--

Riferimenti del Prodotto

Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice ISO	09.12.03.003
Codice CND	Y091203
Codice RDM	1691053/R

Product Name

3 in 1 Commode Chair.

Code	Capacity (Kg)
01.04.31	120

Use

The 3 in 1 commode chair is a useful aid for the performance of daily hygiene functions of the disabled and the elderly. Thanks to the various functions it can be used in health facilities and at home.

Description

The 3 IN 1 COMMODE CHAIR can be used as:

- Raised toilet seat.
- Commode chair.
- Toilet support.

It has a aluminum frame and it is height adjustable, the tips are in non-slip rubber.



Code	Length	Width	Floor to Seat Height	Weight Capacity	Net Weight	Carton Size
Measures in Cm						
01.04.31	36	55	49.5/55	120	5.2	62x35x51

Materials

Frame	Aluminum
Seat and Cover	PVC

Maintenance and Cleaning

The commode chair must be periodically cleaned, at least once a week, with simple detergent diluted with water

Corrosive, acid, petrol based or similar products should not be used

The bowl must be carefully cleaned after each use

Storage and Disposal

Single-user Product

Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition

Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection

Package and Nr. Items

Box	1 Piece
-----	---------

Warranty

European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
----------	--

Product References

Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
ISO Code	09.12.03.003
CND Code	Y091203
RDM Code	1691053/R