















Nome Prodotto

Comodina.

Destinazione d'uso

Rispetto ad una tradizionale carrozzina ad autospinta la comoda funge anche da sedia wc. Risulta quindi utile per l'espletamento delle funzioni igieniche quotidiane di disabili ed anziani. Grazie alle 4 ruote da 125 mm la carrozzina comoda può essere spostata con facilità dal personale sanitario o dal caregiver in ambiente domestico.



Codice	Taglia	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Larghezza Piegata	Larghezza Seduta	Profondità Seduta	Altezza Schienale	Altezza Seduta da Terra	Portata Massima (Kg)	Dimensioni Ruote Anteriori	Dimensioni Ruote Posteriori	Peso Netto con Poggiapiedi	Dimensioni Scatola
Misure in Cm														
01.04.100.43	43	55	48	99	/	43	42.5	48	53.5	120	12.5 (5")	12.5 (5")	12.9	59x56x60
01.04.100.46	46	55	54	99	/	46	42.5	48	53.5	120	12.5 (5")	12.5 (5")	13	59x56x60

Caratteristiche

Telaio	Rigido in Acciaio
Seduta	Imbottita
Tappo di Chiusura del Sedile Wc	Rimovibile
Vaschetta Wc	PVC
Ruote Anteriori	12,50 cm
Ruote Posteriori	12,50 cm
Braccioli	Ribaltabili con Poggiabraccio in PVC
Pedane	Estraibili con Supporto per Gambe
Poggiapiedi	PVC Nero
Materiale Rivestimento	Lavabile ed Ignifugo

Manutenzione e Pulizia

Si consiglia la pulizia una volta a settimana con un semplice detergente diluito in acqua
Non utilizzare prodotti corrosivi, acidi, benzina o simili
La vaschetta Wc deve essere pulita dopo ogni utilizzo

Conservazione e Smaltimento

Si consiglia l'uso ad un solo utente
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata

Confezione e Nr. Articoli

Scatola	1 Pezzo
---------	---------

Garanzia

Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
---------	--

Riferimenti del Prodotto

Fabbricante	Demarta Virgino S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice ISO	09.12.03.006
Codice CND	Y122103
Codice RDM	1648288/R

Product Name















Wheeled Commode Chair.

Use

Compared to a traditional manual wheelchair, the commode also acts as a toilet seat. It is therefore useful during daily hygiene functions of disabled people or elderly.

The commode wheelchair, thanks to the four 125 mm wheels, can be easily moved by the healthcare staff or the caregiver at home.



Code	Size	Length	Width	Height	Width Folded	Seat Width	Seat Depth	Back Height	Floor to Seat Height	Weight Capacity	Front Wheel	Rear Wheel	Weight with Footrest	Carton Size
Measures in Cm														
01.04.100.43	43	55	48	99	/	43	42.5	48	53.5	120	12.5 (5")	12.5 (5")	12.9	59x56x60
01.04.100.46	46	55	54	99	/	46	42.5	48	53.5	120	12.5 (5")	12.5 (5")	13	59x56x60

Features	
Frame	Steel
Seat	Padded
Closing Seat	Removable
Wc Bowl	PVC
Front Wheels	12,50 cm
Rear Wheels	12,50 cm
Armrest	Flip Back Armrest with PVC Armpad
Footrest	Swing Away with Leg Support
Footplate	Plastic Black
Coating	Washable and fireproof
Maintenance and Cleaning	
The commode chair must be periodically cleaned, at least once a week, with simple detergent diluted with water	
Corrosive, acid, petrol based or similar products should not be used	
The bowl must be carefully cleaned after each use	
Storage and Disposal	
Single-user Product	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr. Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virgino S.a.S.
Directive 93/42	Class I
ISO Code	09.12.03.006
CND Code	Y122103
RDM Code	1648288/R