

**Nome Prodotto**

Sedia Portantina.

Codice	Portata (Kg)	Peso (Kg)
01.03.5L	150	9.5

**Destinazione d'uso**

La Sedia Portantina viene utilizzata per il trasporto di pazienti in posti non agevoli quali scale, ascensori o ambienti stretti dove non passano le normali barelle.

Descrizione

La Sedia Portantina è costituita da un telaio richiudibile in alluminio, da una seduta e uno schienale in nylon arancione impermeabile. E' dotata di due ruote fisse, due maniglie posteriori e quattro anteriori. Sono anche presenti delle cinghie per il fissaggio del paziente alla sedia stessa.

Dimensioni	
Seduta	43 x 50 cm
Altezza della Seduta da Terra	51 cm
Dimensioni Piegata	100 x 53 x 20 cm
Materiali	
Sedile e Schienale	Nylon
Telaio	Alluminio
Manutenzione e Pulizia	
Il lavaggio può avvenire con acqua tiepida e sapone neutro	
La disinfezione può avvenire con prodotti semplici di normale uso domestico	
Conservazione e Smaltimento	
Conservare al riparo da fiamme libere e fonti di calore	
Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente e raccolta differenziata	
Confezione e Nr. Articoli	
Scatola	1 Pezzo
Garanzia	
Europea	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti consumabili
Riferimenti del Prodotto	
Fabbricante	Demarta Virginio S.a.S.
Classe di Dispositivo 93/42	Classe I
Codice CND	V0802
Codice RDM	1708135/R



Product Name
Stair Stretcher.

Code	Capacity (Kg)	Weight (Kg)
01.03.5L	150	9.5



Use

The Stair Stretcher is used to transport patients in places such as stairs, lifts or narrow areas where normal stretchers do not pass.

Description

The Stair Stretcher consists of a foldable aluminum frame, a seat and a back in waterproof orange nylon. It is equipped with two fixed wheels, two rear handles and four front ones. There are also straps for fixing the patient to the chair itself.

Dimensions	
Seat Dimensions	43 x 50 cm
Seat Height from the Ground	51 cm
Foldable Dimensions	100 x 53 x 20 cm
Materials	
Seat and Back	Nylon
Frame	Aluminum
Maintenance and Cleaning	
Washing can be done with warm water and neutral soap	
Disinfection can take place with simple disinfectants of a domestic use	
Storage and Disposal	
Keep away from heat, sparks, open flame or other sources of ignition	
Dispose of the device in compliance with current regulations on environmental protection and separate waste collection	
Package and Nr.Items	
Box	1 Piece
Warranty	
European	24 months for manufacturing defects with the exception of consumable parts
Product References	
Manufacturer	Demarta Virginio S.a.S.
Directive 93/42	Class I
CND Code	V0802
RDM Code	1708135/R