



Scooter elettrico

Electric scooter

COSMIC

Cod. 4022

COD.ISO 12.23.03.006




- Scooter elettrico da esterno.
- Design e caratteristiche tecniche tali da raggiungere un elevato comfort di marcia su strada grazie anche alle 3 sospensioni regolabili e indipendenti.
- Sedile regolabile e girevole per agevolare le operazioni di salita e discesa.
- Illuminazione completamente a LED.
- Ruote pneumatiche.
- Cestino removibile.


- Electric scooter for external use.
- Design and characteristics such as to achieve a high driving comfort on the road with 3 shocks absorber system adjustable and independent.
- Adjustable and swivel seat to facilitate ascent and descent operations.
- Totally LED lighting.
- Pneumatic wheels.
- Removable basket.



Sedile girevole
Swivel seat



4 ammortizzatori regolabili e indipendenti
4 adjustable and shock absorbers



Illuminazione a LED
LED lighting

Specifiche / Specifications	
Modello / Model	COSMIC 4022
Larghezza / Width	mm 630
Lunghezza incluso paraurti e antiribaltamento / Length included Metal bumper and Anti-tip system	mm 1270
Ruote anteriori / Front wheels	4.00-4"
Ruote posteriori / Rear wheels	4.00-4"
Altezza sedile dal piano poggiatesta / Seat height from footrest	mm 430
Altezza sedile dal suolo / Seat height from the floor	mm 630
Larghezza sedile / Seat width	mm 470
Profondità sedile / Seat depth	mm 450
Altezza schienale (senza poggiatesta) / Backrest Height (without headrest)	mm 490
Altezza schienale (con poggiatesta) / Backrest Height (with headrest)	mm 680
Angolo schienale / Backrest Corner	75°
Altezza braccioli (dal sedile) / Armrest Height (from seat)	mm 170
Altezza piano poggiatesta dal suolo / Footrest level to the floor Height	mm 200
Altezza scooter da terra / Scooter height from the floor	mm 150
Peso senza batterie / Weight without batteries	Kg 75.5
Peso totale / Total weight	Kg 105.5
Portata / Load	Kg 160

Caratteristiche tecniche / Technical Characteristics	
Motore / Motor	24V/400W
Batterie / Batteries	2 x 12V 50Ah
Controller	Pg Drive Technologies
Controllo velocità / Speed control	A leva, con limite preimpostabile a potenziometro, setting indoor-outdoor / With lever, with presettable limit potentiometer, setting indoor-outdoor
Impianto illuminazione / Lighting system	Faro anteriore, fari posteriori, luce di stop, indicatori direzione completamente a LED / Fully LED headlight, rear lights, brake light, turn indicator lights

Prestazioni / Performances	
Velocità massima / Maximum speed	Km/ora 10
Pendenza superabile con carico fino a 150 Kg. / gradient with load up to 150Kg.	8°
Altezza massima gradino superabile / Maximum step height	mm 90
Raggio minimo di sterzata / Minimum turning radius	mm 1950
Autonomia, in accordo con norma ISO 7176 batterie 50 Ah / Operating range, in accordance with ISO 7176 batteries 50 Ah	Km 30

Ulteriori caratteristiche / More Characteristics	
Manubrio / Handlebar	Regolabile in inclinazione, con azionamento veloce a leva e dispositivo a pantografo / Adjustable in inclination, with fast drive lever and pantograph device
Cruscotto / Dashboard	Totamente a pulsanti e indicatore carica a LED / Totally with buttons and charge indicator LED
Retrovisori / Rear-view mirrors	2 specchietti retrovisori di stile motociclistico / Two rearview mirrors in motorcycle style