

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 21.09.2021	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RC300	Sedia comoda senza ruote regolabile in altezza
-------	--

**Destinazione d'uso**

Ausilio per evacuazione e mobilità destinato a persone con difficoltà di deambulazione.

**Caratteristiche principali**

Sedia comoda a telaio rigido in acciaio verniciato a polveri epossidiche antiruggine. Seduta e schienale imbottiti, anatomici e rimuovibili senza utensili. Rivestimento in similpelle blu idrorepellente e imbottitura in materiali ignifughi testati secondo norma EN 1021-1 e EN 1021-2. Braccioli in PU. WC estraibile e lavabile. Foro anteriore a U. Regolabile in altezza

**Immagine prodotto**



**RIFERIMENTI FABBRICANTE**

Fabbricante ai sensi	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice GMDN	41619
Codice Classificazione CND	Y122103
Repertorio dei Dispositivi Medici	2070663
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.03.003
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	09.12.03.003
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182
Resistenza al fuoco	EN 1021-1 / 2

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Peso Max sopportabile	120 Kg
Braccioli	Ribaltabili





**CARATTERISTICHE TECNICHE**

<b>Schienale</b>	<i>Fisso estraibile</i>
<b>Confezionamento</b>	<i>Polietilene Scatola di cartone.</i>
<b>Misure disponibili</b>	<i>43 – 45 – 48 Cm</i>

**MATERIALI PRINCIPALI**

<b>Struttura</b>	<i>Acciaio verniciato a polveri epossidiche</i>
<b>Seduta</b>	<i>Anatomica imbottita rivestita in PVC lavabile</i>

**DIMENSIONI**

Codici prodotto														
<b>RC300-43</b>									43 cm		53 cm			
<b>RC300-45</b>	62 cm	53 cm	43 cm	96,5÷103,5 cm	73,5÷81,5 cm	51,5÷59,5 cm	-		45 cm	45 cm	55 cm	11,5 Kg	-	120 Kg 1 pz
<b>RC300-48</b>									48 cm		58 cm			