

## SCHEMA TECNICA

### WI\_ST 0027\_CARROZZINA ACTIVE BOY

**NOME PRODOTTO** CARROZZINA ACTIVE BOY

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO  
COMMERCIALE**

Carrozzina ad autospinta da bambino, leggera e pieghevole.

- telaio a crociera singola in alluminio verniciato
- ruote posteriori con protezione copri raggi colorata e perno ad estrazione rapida
- ruotine antiribaltamento
- braccioli imbottiti, regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili
- schienale e seduta rivestiti in tessuto traspirante
- schienale regolabile in altezza
- appoggiatesta estraibili ed intraruotabili
- pedane regolabili in altezza e dotate di ferma polpacci. Nella confezione è presente un dispositivo per la trasformazione in pedane unica
- maniglie di spinta regolabili in altezza

## GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15390012/BOY	CARROZZINA ACTIVE BOY 12"/ 30 cm - blu BD/RDM: 1526563 CDN: Y122106
15390014/BOY	CARROZZINA ACTIVE BOY 14"/ 35 cm - blu BD/RDM: 1527140 CDN: Y122106

## INFORMAZIONI GENERALI

**FABBRICANTE**

Movi Spa  
Divisione Wimed  
Via Dione Cassio, 15  
20138 Milano  
Italia

## DATI REGOLATORI

### CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

## SPECIFICHE TECNICHE

**Colore** | BLU pararaggi colorato

**Dimensioni** | Larghezza Seduta: 30/35 cm  
Ingombro Massimo: +20 cm  
Ingombro da Chiusa: 29 cm  
Ingombro Senza Ruote: +19 cm  
Profondità Seduta: 34 cm  
Profondità Totale: 88 cm  
Profondità Senza Pedane: 71 cm  
Distanza Seduta-Pedana: 26 cm - 31 cm  
Altezza Schienale: 36 cm - 38,5 cm  
Altezza Posteriore Seduta: 45 cm - 47 cm  
Altezza Anteriore Seduta: 46 cm - 49 cm  
Altezza Bracciolo: 18 cm - 24 cm  
Altezza Tot: 87 cm - 103 cm

**Peso** | 13,5 kg

**Portata massima** | 80 kg

## Accessori e Ricambi

Cod. 15993901/BOY - Alzagambe active -coppia-

**REDATTA da**

WIMED

**APPROVATA da**

Ufficio Qualità e Regolatorio