

D.T3 02

Polsiera steccata

STECCATURA

- palmare in alluminio modellabile

STRUTTURA

- in tessuto tridimensionale made in FGP traspirante, antibatterico e termoregolatore

CHIUSURA

- mediante 4 fasce a strappo regolabili a misura tagliando il materiale in eccesso
- ulteriore fascia sul polso per una maggiore stabilità dell'articolazione

NOTE

- il materiale è stato oggetto di trattamento termo-regolatore SMART TEMP e per una maggiore sensazione di freschezza FRESH TECH



Indicazioni

- traumi distorsivi moderati e severi del polso
- tendiniti flessori ed estensori
- esiti fratture del polso
- trattamento post traumatico di fratture stabili dell'anziano
- post operatorio di fratture di radio ed ulna distali
- artralgie

Misure

Misure DX/SX

Taglie	Ø Polso
XS	fino a 13 cm
S	13–16 cm
M	16–20 cm
L	20–25 cm
XL	oltre 25 cm



Altezza

19 cm

Colori

Grigio

Codice

DT3-02

Prodotto certificato



FGP S.R.L.

Via A. Volta 3, 37062 Dossobuono (VR) - Italia

Tel. **+39 0458600867 (tel:+390458600867)**

Fax +39 045 8600835

Email: **fgp@fgpsrl.it (mailto:fgp@fgpsrl.it)**

C.F. e P.IVA: 03021630235

