

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 01 – 10.07.2019	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

CP787	Carrozzina pieghevole leggera HELIOS DYNE GO
-------	--

Destinazione d'uso

Carrozzina a spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

Caratteristiche principali

Telaio pieghevole in alluminio verniciato a polveri epossidiche antiruggine, crociera doppia, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Ruote posteriori con gomme nere in PU senza camera d'aria. Ruote anteriori nere in PU con forcella in alluminio. Freno di stazionamento in alluminio. Fiancata proteggi abiti con braccioli ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza con appoggio in PU. Pedane ribaltabili ed estraibili regolabili in lunghezza con appoggia piedi separati in plastica nera e cinturino ferma-tallone.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	41630
Codice di classificazione CND	Y122103
Numero RDM	1941400
Codice nomenclatore DM 332/99	12.21.06.045
Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017	12.22.18.003 (Riconducibile)

















CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	130 Kg
Confezionamento	Polietilene / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	Alluminio
Seduta	Nylon
Ruote anteriori	PU
Ruote posteriori	PU Tubeless
Freni	Alluminio
Maniglie di spinta	PVC

VARIANTI	
CP787-40: Seduta 40 Cm	CP787-43: Seduta 43 Cm
CP787-46: Seduta 46 Cm	CP787-48: Seduta 48 Cm
CP787-50: Seduta 50 Cm	

DIMENSIONI																	
Misure in CM*																	
CP787-40								40		57							
CP787-43								43		60							
CP787-46	101	75	41	91	71+79	51,5	40+52	46	44	63	30	13,7 kg	24	20 x3,2	-	-	130 kg
CP787-48								48		66							
CP787-50								50		69							

(*) Le misure possono variare di +/- 0,5 Cm

ACCESSORI OPZIONALI	
CAR605	DISPOSITIVO ANTI-FURTO
CAR900	POGGIATESTA UNIVERSALE
CPA100-xx	CUSCINO CARROZZINA - H5 CM
CPA130	PEDANA UNICA
CPA501	TAVOLINO LINEARE
CPA506	TAVOLINO SAGOMATO
CPA605	PORTA BOMBOLE
CPA771	PEDANE ELEVABILI
CPA775	BRACCIOLI ELEVABILI
CPA777	RUOTINE ANTIRIBALTAMENTO
RP245	CINTURA PER CARROZZINA TIPO AUTO
ST346	CUSCINO LOMBARE