

NED POLTRONA LADY L PROFESSIONAL



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Poltrona che si caratterizza per il suo gusto classico ed elegante.

In microfibra, disponibile nei colori blu, bordeaux, verde, terracotta, beige.

Dotata di serie di:

- 4 ruote diametro 50 mm
- maniglione di spinta
- braccioli estraibili per favorire la traslazione della persona
- 2 motori per raggiungere la posizione relax + alzata in piedi

GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
56715624	POLTRONA LADY L PROFESSIONAL - BEIGE	1772098	Y123606
56715622	POLTRONA LADY L PROFESSIONAL - BLU	1772098	Y123606
56715621	POLTRONA LADY L PROFESSIONAL - BORDEAUX	1772098	Y123606
56715623	POLTRONA LADY L PROFESSIONAL - TERRACOTTA	1772098	Y123606
56715625	POLTRONA LADY L PROFESSIONAL - VERDE	1772098	Y123606

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	Movirelax Italia Srl
	Via Dione Cassio, 15
	20138 Milano
	Italia



MED POLTRONA LADY L PROFESSIONAL

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO	I
MEDICO	

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BORDEAUX BLU VERDE BIEGE TERRACOTTA
Dimensioni	Larghezza seduta: 52 cm Larghezza poltrona: 72 cm Altezza poltrona: 110 cm Profondità poltrona: 86 cm Profondità seduta: 54 cm Altezza seduta da terra: 50 cm Lunghezza massima distesa: 160 cm Altezza poggiapiedi aperto da terra: 59,5 cm Profondità poggiapiede: 32 cm
Portata massima	120 Kg

ACCESSORI E RICAMBI

Codice	Descrizione
57999941	Foulard tessuto verde
57999942	Foulard tessuto terracotta
57999943	Foulard tessuto bordeaux
57999944	Foulard tessuto beige
57999945	Foulard tessuto blu

Redatto da: Wimed 2 di 2 Revisione nº 1
Approvato da: Ufficio Regolatorio 03/09/2020