

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02 – 05.09.2019	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

MI097	Alzamalati con base da pavimento
--------------	---

Destinazione d'uso

Alzamalati con base per letti per degenza ospedaliera o domiciliare

Caratteristiche principali

Alza malati con base da pavimento. Struttura in acciaio verniciato rinforzato diametro 30mm. Base pieghevole e maniglia ergonomica in ABS regolabile in altezza tramite cinghia in polietilene.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	<i>MORETTI SPA</i>
Paese di produzione	<i>ITALIA</i>
Classe di dispositivo 93/42	<i>Classe I</i>
Codice di classificazione GMDN	<i>34868</i>
Codice di classificazione CND	<i>Y181230</i>
Repertorio dei Dispositivi Medici	<i>1737272</i>
Codice nomenclatore DM 332/99	<i>12.30.09.103</i>
Codice nomenclatore DPCM 12.02.2017	<i>18.12.91.003</i>
Norma tecnica di riferimento	<i>EN 60601-2-52</i>

PESO E DIMENSIONI

Dimensione base	<i>65 x 75 Cm</i>
Altezza	<i>195 Cm</i>
Portata Max	<i>75 Kg</i>
Peso	<i>12 Kg</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	<i>Acciaio</i>
Supporto	<i>ABS</i>