

| | | |
|-------------------------------|----------------------|------------|
| SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO | Rev. 01 – 10.07.2019 | Modulo STD |
|-------------------------------|----------------------|------------|

| | |
|--------------|---|
| CP790 | Carrozzina pieghevole leggera HELIOS PRO |
|--------------|---|

Destinazione d'uso

Carrozzina ad auto spinta destinata alla mobilità di persone con deficit parziali o totali di deambulazione

Caratteristiche principali

Telaio pieghevole in alluminio verniciato a polveri epossidiche antiruggine, crociera doppia, seduta e schienale in nylon nero, imbottito e lavabile, tasca portadocumenti sul retro. Seduta regolabile in profondità. Schienale tensionabile a 3 punti. Ruote posteriori ad estrazione rapida in alluminio a razzi, con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio, con gomme nere in PU senza camera d'aria e corrimano in alluminio verniciato nero. Ruote anteriori nere in PU con forcella in alluminio spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione. Ruotini di transito. Freno di stazionamento in alluminio. Fiancata protetti abiti con braccioli ribaltabili, estraibili e regolabili in altezza e in profondità con appoggio in PU. Pedane ribaltabili ed estraibili regolabili in lunghezza con appoggia piedi separati in plastica nera e cinturino ferma-tallone regolabili in inclinazione. Maniglie di spinta regolabili in altezza.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

| | |
|--|----------------|
| Fabbricante ai sensi 93/42 | MORETTI S.P.A. |
| Paese di produzione | CINA |
| Classe di dispositivo 93/42 | Classe I |
| Codice di classificazione GMDN | 41622 |
| Codice di classificazione CND | Y122106 |
| Numero RDM | 1838295 |
| Codice nomenclatore DM 332/99 | 12.21.06.039 |
| Codice nomenclatore DPCM 12.01.2017 | 12.22.03.006 |

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Peso Max sopportabile | 130 Kg |
| Confezionamento | Polietilene / Scatola di Cartone. |

| MATERIALI PRINCIPALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|
| Struttura | <i>Alluminio</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seduta | <i>Nylon</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ruote anteriori | <i>PU</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ruote posteriori | <i>PU Tubeless</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Freni | <i>Alluminio</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maniglie di spinta | <i>PVC</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIANTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CP790-40: Seduta 40 Cm | CP790-43: Seduta 43 Cm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CP790-46: Seduta 46 Cm | CP790-48: Seduta 48 Cm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CP790-50: Seduta 50 Cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIONI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Misure in CM* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Portata MAX | |
| CP790-40 | | | | | | | | 40 | | | 62 | | | | | | | |
| CP790-43 | | | | | | | | 43 | | | 65 | | | | | | | |
| CP790-46 | 103 | 78 | 41 | 97+102 | 73+81 | 51,5 | 43+54 | 46 | 46 | 67,5 | 32 | 16 kg | 60 | 20 x3,2 | optional | 7 | 130 kg | |
| CP790-48 | | | | | | | | 48 | | 70,5 | | | | | | | | |
| CP790-50 | | | | | | | | 50 | | 73,5 | | | | | | | | |

(*) Le misure possono variare di +/- 0,5 Cm

| ACCESSORI OPZIONALI | |
|---------------------|----------------------------------|
| CPA778 | RUOTINE ANTIRIBALTAMENTO |
| CAR900 | POGGIATESTA UNIVERSALE |
| CPA100-xx | CUSCINO CARROZZINA - H5 CM |
| CPA130 | PEDANA UNICA |
| RP245 | CINTURA PER CARROZZINA TIPO AUTO |