

SCHEMA TECNICA

WI_ST 3013_ROLLATOR LET S GO OUT

NOME PRODOTTO	ROLLATOR LET'S GO OUT
----------------------	-----------------------



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE	<p>Elegante e comodo, resta in posizione verticale anche da chiuso. Maniglie rivestite in morbida gomma , regolabili in altezza. L'elegante ruota frontale rende semplice girare e superare ostacoli, la ruota posteriore è dotata di sospensioni ammortizzate che facilitano lo scorrimento su tutte le superfici. Dotato di freno e freno di stazionamento, entrambi facili da attivare. Seduta in ecopelle, morbida e confortevole, impermeabile.</p>
--	--

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
0120W	ROLLATOR LET'S GO OUT NERO BD/RDM: Non previsto in quanto trattasi di dispositivo medico di classe I immesso in commercio da soggetto con sede legale fuori dal territorio itaiano CND: Y120606
0130	ROLLATOR LET'S GO OUT ROSSO BD/RDM: Non previsto in quanto trattasi di dispositivo medico di classe I immesso in commercio da soggetto con sede legale fuori dal territorio itaiano CND: Y120606
0150	ROLLATOR LET'S GO OUT BEIGE BD/RDM: Non previsto in quanto trattasi di dispositivo medico di classe I immesso in commercio da soggetto con sede legale fuori dal territorio itaiano CND: Y120606

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE

Trust Care AB
Citadellsvägen, 23
SE-21118 Malmö
Svezia

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore

NERO
ROSSO
BEIGE

Dimensioni

Altezza manopole: regolabile da 77 a 95 cm
Larghezza: 58,5 cm
Profondità: 67 cm
Altezza seduta da terra: 59,5 cm
Misure seduta: 39 x 17 cm

Peso

6,1 Kg

Portata massima

130 Kg

Accessori e Ricambi

Cod. 0121W - Borsa nera
Cod. 0123W - Schienale
Cod. 0125W - Borsa per trasporto
Cod. 0126 - Portabastone

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regolatorio