

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 04 – 04.03.2021	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

MI380	Lettino da visita medica elettrico – LYTUS – 68 cm
-------	----------------------------------------------------

Destinazione d'uso

Letto da visita medica destinato all'utilizzo nella diagnosi, nel trattamento e nel monitoraggio del paziente.

Caratteristiche principali

Letto con altezza e schienale regolabili elettricamente. Struttura in tubolare di acciaio verniciato bianco. Imbottitura in poliuretano densità 25 alta 8 cm. Rivestimento in similpelle lavabile, autoestinguente 1M. Portarotolo opzionale.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	ITALIA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	34870
Codice di classificazione CND	Y181210
Numero di repertorio	1558437

CARATTERISTICHE TECNICHE

Confezionamento	Scatola di Cartone.
Movimentazione	Elettrica con motori LINAK
Peso Max	200 Kg
Classe di Isolamento	Classe 2
Parte Applicata	Tipo B
Alimentazione	220-240V AC 50 Hz 2,5A
Tensione in uscita dalla centralina	24 V DC
Classe di protezione	IP X6
Rumorosità	< 45 dB
Forza richiesta per attivazione telecomando	5 N
Inclinazione schienale	Max 60°

MATERIALI PRINCIPALI	
Struttura	<i>Acciaio</i>
Rivestimento	<i>Poliuretano – Similpelle</i>
DIMENSIONI	
Altezza	<i>52 – 92 Cm</i>
Ingombro massimo	<i>202 x 68 Cm</i>
Dimensioni piano	<i>202 x 68 Cm</i>
Peso	<i>60 Kg</i>
Dimensioni imballo	<i>178,5 x 73 x 53,5h Cm</i>
Peso imballo	<i>68 Kg</i>
COLORI DISPONIBILI	
MI380BLU – Blu	MI380B – Bianco
MI380N – Nero	MI380V – Verde