

SCHEMA PRODOTTO**SP 888 - 889 ORTESI PER POLSO LUNGA IN AIRMESH CON RINFORZO PALMARE E FASCIA DI CHIUSURA**

Struttura in tessuto traspirante Airmesh
Supporto palmare in alluminio modellabile, rimovibile
Chiusure con fibbie e cinturini a Velcro

SP 888 destro
SP 889 sinistro

CODICE: N / A | **Categorie:** [Polso - Mano - Dita](#) |

Traumi distorsivi del polso
Tendiniti, Tenosinoviti
Sindrome del tunnel-carpale
Patologie degenerative infiammatorie del polso

Esiti di fratture del polso

TAGLIE DISPONIBILI

S M L XL dx e sx

DOWNLOAD