

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 03 – 15.11.2017	Modulo STD
-------------------------------	----------------------	------------

RP240	Fascia ferma polso - KOALA
-------	----------------------------

**Destinazione d'uso**

Dispositivo indicato per evitare lo scivolamento in avanti e per favorire il contenimento di pazienti seduti su carrozzina, sedia comoda o seggiolone.

**Caratteristiche principali**

Indicata per il contenimento del polso di pazienti seduti su carrozzina o sedia comoda adatta. La fascia è **particolarmente confortevole** grazie al tessuto imbottito col quale è stata realizzata, con un robusta e forte chiusura regolabile a velcro. Il fissaggio alla carrozzina è facilitato da un altro nastro con **chiusura regolabile a velcro**.

**Immagine prodotto**

**RIFERIMENTI**

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	TAIWAN
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice GMDN	13356
Codice Classificazione CND	Y122406
Repertorio dei Dispositivi Medici	955874
Codice nomenclatore	12.24.06.139 ( Riconcucibile )

**MATERIALI**

Imbottitura	Poliuretano
Rivestimento	Poliestere
Nastri di fissaggio	Poliestere

**CARATTERISTICHE**

Punti di fissaggio	1 + 1 in velcro
Misura	Unica
Lavaggio	A mano 30°

**DIMENSIONI PRODOTTO**
