

RP550 | **Rollator 4 ruote – URANO 2.0**
Destinazione d'uso

I rollator della linea MOPEDIA sono destinati alla mobilità di persone con difficoltà motorie per facilitarne la deambulazione.

Caratteristiche principali

Rollator pieghevole con struttura in tubo di alluminio verniciato con seduta inclusa. Dotato di 4 ruote da Ø 20 cm, le frontali piroettanti con forca completa di catarifrangente e le posteriori fisse. Dotato di freni a doppia funzione sulle ruote posteriori. Impugnature anatomiche regolabili in altezza per il massimo comfort complete di catarifrangente. Completamente pieghevole per essere trasportato e riposto in pochissimo spazio. Completo di seduta, schienale, borsa e porta bastone/stampella.

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE











Fabbricante	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo	Classe I
Codice di classificazione GMDN	31120
Codice di classificazione CND	Y120609
Repertorio dei Dispositivi Medici	1661751
Codice nomenclatore DM 332/99	12.06.09.009

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Max sopportabile	136 Kg
Dimensione seduta	44 x 24 Cm
Confezionamento	Polietilene stampato / Scatola di Cartone.

MATERIALI PRINCIPALI

Tubo	Alluminio
Impugnatura	Polipropilene
Ruote	TPR

DIMENSIONI										
Misure in cm										
RP550	70	77÷94	55	62	48	28	7,5	20	20	Portata MAX 136