

SCHEMA TECNICA

WI_ST 4015_ROLLATOR EPIC PRESTIGE BLU ELETTRICO

NOME PRODOTTO ROLLATOR EPIC PRESTIGE BLU ELETTRICO

IMMAGINE



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Rollator in alluminio, pratico e funzionale

- Impugnature anatomiche, regolabili in altezza, con leve per i freni
- 2 Ruote anteriori piroettanti, 2 ruote posteriori fisse
- Dotato di comodo appoggio per la schiena
- Facile da chiudere e trasportare
- Borsa porta oggetti di serie

GAMMA PRODOTTI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE
15607400	ROLLATOR EPIC PRESTIGE BLU ELETTRICO BD/RDM: 1792063 CND: Y120609

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

SPECIFICHE TECNICHE

Colore	BLU ELETTRICO
Dimensioni	Larghezza: 63 cm Profondità: 70 cm Altezza manopole: regolabile da 80 a 94 cm Dimensioni ruote posteriori: 20 cm Dimensioni ruote anteriori: 24,5 cm Dimensioni da chiuso: 28 x 80 x 70 cm Dimensioni seduta: 25 x 45 cm Altezza seduta: 55 cm
Peso	8,7 Kg
Portata massima	136 Kg
REDATTA da	APPROVATA da
WIMED	Ufficio Qualità e Regolatorio