

## SCHEMA TECNICA

### WI\_ST 3001\_ROLLATOR ASCELLARE

**NOME PRODOTTO** | ROLLATOR ASCELLARE

**IMMAGINE**



**DESCRIZIONE TECNICO  
COMMERCIALE**

Deambulatore rollator per uso interno.  
- Struttura in acciaio pieghevole e smontabile  
- 4 Ruote piroettanti di cui 2 con freno  
- Regolazione dell'altezza degli appoggi ascellari

## GAMMA PRODOTTI

**CODICE PRODOTTO**

15601502/R

**DESCRIZIONE**

ROLLATOR ASCELLARE  
BD/RDM: 1176555  
CND: Y120606

## INFORMAZIONI GENERALI

**FABBRICANTE**

Movi Spa  
Divisione Wimed  
Via Dione Cassio, 15  
20138 Milano  
Italia

## DATI REGOLATORI

### CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO

I

## SPECIFICHE TECNICHE

Colore

BLU

### Dimensioni

Larghezza interna: 47 cm  
Larghezza totale: 68 cm  
Profondità: 74 cm  
Altezza appoggio mani imbottito: 81 cm  
Altezza appoggi ascellari regolabile: da 108 a 150 cm

Peso

10 kg

Portata massima

130 kg

## Accessori e Ricambi

Cod. 15601504 - Sedile imbottito per rollator

REDATTA da

WIMED

APPROVATA da

Ufficio Qualità e Regolatorio