

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Rev. 02- 10.04.2018	Modulo STD
-------------------------------	---------------------	------------

RC250	Sedia comoda servoassistita
-------	-----------------------------

Destinazione d'uso

Ausilio per evacuazione e mobilità destinato a persone con difficoltà di deambulazione.

Caratteristiche principali

Sedia comoda servoassistita a telaio rigido in acciaio verniciato a polveri. Schienale estraibile e reclinabile da 0° a 90° tramite leve. Seduta e schienale anatomici e rimovibili senza utensili. Rivestimento in similpelle blu e imbottitura ingnifughi testati secondo norma EN 1021-1 e EN 1021-2. Poggipiedi e poggia polpacci regolabili in altezza e ribaltabili lateralmente. Pedane elavabili ed estraibili lateralmente. 4 ruote da Ø 20cm di cui due fisse con freno a lamina e 2 posteriori piroettanti. WC estraibile e lavabile

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE

Fabbricante ai sensi 93/42	MORETTI S.P.A.
Paese di produzione	CINA
Classe di dispositivo 93/42	Classe I
Codice GMDN	41619
Codice Classificazione CND	Y122103
Repertorio dei Dispositivi Medici	1506354
Codice nomenclatore	12.21.03.009
Norma tecnica di riferimento	UNI EN 12182
Resistenza al fuoco	EN 1021-1 e EN 1021-2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ruote	20Cm
Peso Max sopportabile	135 Kg / 180 Kg
Braccioli	Ribaltabili ed estraibili
Pedane	Ribaltabili lateralmente, regolabili in altezza con poggia polpacci.
















CARATTERISTICHE TECNICHE

Schienale	<i>Reclinabile ed estraibile</i>
Reclinazione	<i>Da 0 a 90°</i>
Confezionamento	<i>Polietilene Scatola di cartone.</i>
Misure disponibili	<i>38 – 40 – 43 – 46 – 48 – 50 – 55 Cm</i>

MATERIALI PRINCIPALI

Struttura	<i>Acciaio verniciato</i>
Seduta	<i>Anatomica imbottita rivestita in simil pelle lavabile</i>
Ruote	<i>Poliuretano</i>

PESO E DIMENSIONI

Misure in CM																
RC250-38								38			55			29		
RC250-40								40			57					
RC250-43								43			60					
RC250-46	114	53	44	110	76	54	44÷54	46	60		63	30	20	20	135	1 Pz
RC250-48								48			66					
RC250-50								50			70	32				
RC250-55								55			75	34			180	

ACCESSORI OPZIONALI

RCA100	BRACCIOLI ELEVABILI
RCA105	IMBOTTITURE LATERALI
RCA110	POGGIATESTA FISSO
RCA111	POGGIATESTA REGOLABILE
RCA115	DIVARICATORE LOT < 04/2017
RCA116	DIVARICATORE LOT > 04/2017
RCA120	ASTA DA FLEBO REGOLABILE
RCA125-xx	SCHIENALE PROLUNGATO 90 CM
RCA130	PELOTTE TORACICHE
RCA135	PORTA BOMBOLA OSSIGENO
RCA140-xx	SEDUTA PIENA
CBR500	TAVOLINO LINEARE
CPA506	TAVOLINO SAGOMATO
CPA516	TAVOLINO SAGOMATO LARGE
RP245	CINTURA DI SICUREZZA IN NYLON
RP246	CINTURA DI SICUREZZA IN NYLON
RP247	CINTURA DI SICUREZZA IN POLIESTERE
RP248	CINTURA DI SICUREZZA IN POLIESTERE