

# MAGNUM 2 PRO DRIVE

## MAGNETOTERAPIA | 41 PROGRAMMI

MAGNUM 2 PRO DRIVE NASCE DALL'ESIGENZA DI OFFRIRE UNA SOLUZIONE A CHI SOFFRE DI DOLORI ALLA SCHIENA O AD ALTRE PARTI DEL CORPO, DOVUTI AL TROPPO TEMPO PASSATO ALLA GUIDA. LA SEDENTARIETÀ E LE TANTE ORE AL VOLANTE, SOTTOPOSTI ALLE VIBRAZIONI DEL MEZZO, SONO SICURAMENTE TRA LE CAUSE PIÙ FREQUENTI DEI DOLORI MUSCOLO-SCHELETRICI. MAGNUM 2 PRO DRIVE È UN'OTTIMA TERAPIA STRUMENTALE CHE PUÒ AIUTARE A RIDURRE L'INFIAMMAZIONE E IL DOLORE DI QUESTA CATEGORIA DI PERSONE.

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Display

Dimensione area visibile 2,6"

#### Canali

2 indipendenti

#### Intensità erogabile con diffusori flessibili

- 200 Gauss di media per canale
- 400 Gauss di media totali (per 2 canali)

#### Frequenza

5-200 Hz

#### Duty Cycle

5-50%

#### Programmazione libera

Possibilità di inserire fino a 5 programmi personalizzati

#### Funzione 1+1

Possibilità di eseguire 2 programmi diversi contemporaneamente, utilizzando 1 canale ciascuno

#### Alimentazione


- Rete
- Batteria ricaricabile

#### Dimensione e Peso

100x160x35 mm - 450 gr

### DOTAZIONE DI SERIE

- 1 Borsa
- 1 Unità di magnetoterapia MAGNUM 2 PRO DRIVE
- 1 Tappetino soft 4 250x250 mm
- 1 Solenoide flessibile 300x100 mm
- 1 Magnum Test
- 1 Alimentatore
- 1 Manuale operativo



CE  
0476



EASY PROGRAM



FUNZIONE 1+1



LAST 10



PROGRAMMABILE



OPZIONE NOLEGGIO



RUN TIME / MODIFICA DEI PARAMETRI



PACCO BATTERIA



ALIMENTAZIONE A RETE

**GLOBUS**  
ITALIAN EXCELLENCE

# MAGNUM 2 PRO DRIVE

## MAGNETOTERAPIA | 41 PROGRAMMI

### ELENCO PROGRAMMI

#### ARTROSI/ARTRITE

Artrosi ginocchio

---

Artrosi cervicale

---

Artrite

---

Artrosi

---

Artrosi mano

---

Artrosi anca

---

Artrosi spalla

---

Artrosi colonna

#### DOLORE

Algodistrofia - Morbo di Sudeck

---

Mal di schiena

---

Dolori articolari

#### INFIAMMAZIONI

Antinfiammatorio

---

Tendiniti

---

Epicondilitis

---

Epitrocite

---

Tunnel carpale

---

Tendinite spalla

#### ORTOPEDIA

Post intervento LCA

---

Lesione cartilagine

---

Protesi ginocchio

---

Protesi anca

---

Fusione spinale

---

Osteotomia

#### PATOLOGIE OSSEE

Fratture

---

Frattura scafoide

---

Frattura polso

---

Fratture spalla

---

Frattura clavicola

---

Frattura avambraccio

---

Frattura bacino

---

Frattura tibia

---

Frattura femore

---

Ritardo consolidamento fratture

---

Frattura con gesso

---

Osteonecrosi

---

Osteoporosi

---

Pseudoartrosi

---

Edemi ossei

#### TRAUMI / EDEMI / FERITE

Distorsione caviglia

---

Edemi-contusioni

---

Ulcere